



Nombre del Producto SET CONTENCIÓN MANOS CON B. MAGNÉTICOS PAR

Código E-726

Origen Chile

Marca Blunding

Descripción Inmovilizador de manos, confeccionado en TC poliéster y en su interior laminado espuma poliuretano con dos cintas y un sistema de cierre mediante botón (negro) y llave (rojo) magnética más cierre de contacto.

Indicación Mantener las extremidades superiores del paciente inmovilizadas.
Mantener las extremidades superiores del paciente dentro del perímetro de la cama.
Evitar autolesiones.
*Blunding recomienda utilizar este producto bajo prescripción médica.

Talla Única

Como Elegir

Medidas	Única
Contorno de muñeca	15 – 30 cm.

Composición Contención: 100% Poliéster
Cinta Sujetadora: 100% Poliéster
Hebillas: 100% Polipropileno

Color Blanco

TALLA	CÓDIGO
Única	7801001007486

Envasado Caja Estuche: 22cm alto x 15.5cm ancho x 6.5cm fondo

Mantenimiento de Producto Lavar maquina temperatura óptima 60°C máximo 80°C
No Planchar

Vigencia Guardar en un lugar seco
Blunding se compromete a sustituir la totalidad del producto por defectos de fabricación, durante tres meses posterior a la fecha de venta.

Garantía El producto esta diseñado para ser usado por una persona.
Blunding ha efectuado los esfuerzos utilizando la tecnología actual para obtener la máxima funcionalidad, resistencia, durabilidad y comodidad. Sin embargo, no existe certeza absoluta de que se evitarán lesiones durante el uso de este producto.
Blunding se reserva el derecho de modificar este producto con el fin de mantener su mejora continua.
Al recibir este producto usted declara conocer los fines para los cuales fue diseñado.

Certificación y Registros Certificación de Norma ISO-9001/2008 Sección 8.2.3 N° CL13/20100668
Registro del Instituto Nacional de Salud Pública N° EDM 198/14