



Nombre del Producto TALONERA ANTIESCARAS DE ESPUMA (PAR)

Código E-730

Origen Chile

Marca Blunding

Descripción Soporte de talón, confeccionado con un corte de espuma de polipropileno forrada en tejido tubular de algodón y corte de elástico libre de látex para su ajuste.

Indicación Prevención y tratamiento de úlceras por decúbito en el talón.
 Disminuye el dolor de úlceras ya existentes en el talón.
 Pacientes que deben permanecer en la misma postura durante un largo período de tiempo.
 *Blunding recomienda utilizar este producto bajo prescripción médica.

Talla Única (par)

Composición Cara Externa: 100% Algodón
 Cara Interna: 100% Poliuretano
 Elástico: 73% Poliéster / 21% Nylon / 6% Spandex

Color Plata

Código de barra	TALLA	CÓDIGO
	Única	7801001001828

Envasado Bolsa 34cm alto x 21cm ancho x 14cm fondo

Unidad de Empaque 6 Unidades

Mantenición de Producto Lavar a mano o maquina hasta 30° C de Temperatura

Vigencia Guardar en un lugar seco
 Blunding se compromete a sustituir la totalidad del producto por defectos de fabricación, tres meses posterior a la fecha de venta.

Garantía El producto esta diseñado para ser usado por una persona.
 Blunding ha efectuado los esfuerzos utilizando la tecnología actual para obtener la máxima funcionalidad, resistencia, durabilidad y comodidad. Sin embargo, no existe certeza absoluta de que se evitarán lesiones durante el uso.
 Blunding se reserva el derecho de modificar este producto con el fin de mantener su mejora continua.
 Al recibir este producto usted declara conocer los fines para los cuales fue diseñado.

Certificación y Registros Certificación de Norma ISO-9001/2008 Sección 8.2.3 N° CL13/20100668
 Registro del Instituto Nacional de Salud Pública N° EDM 198/14