

**Nombre del Producto** BOTA VASCULAR UNIVERSAL**Código** E-738**Origen** Chile**Marca** Blunding**Descripción** Botín confeccionado en polilana símil cordero kola 100% poliéster, con abertura ancha para facilitar su colocación y ajustable con cierre de contacto**Indicación**
Prevención y tratamiento de úlceras por decúbito en el pie.
Disminuye el dolor de úlceras ya existentes en el pie
Pacientes que deben permanecer en la misma posición durante un largo Período de tiempo.
Reducción de las fuerzas de presión y fricción o cizallamiento.
Mejorar la irrigación sanguínea en el área de apoyo.
*Blunding recomienda utilizar este producto bajo prescripción médica.**Talla** Única**Composición** Bota: 100% Poliéster
Cierre de Contacto: 100% Nylon**Color** Plata**Código de barra**

TALLA	CÓDIGO
Única	7801001007370

Envasado Bolsa 40cm alto x 32cm ancho x 20cm fondo**Mantenimiento de Producto** Lavar a mano hasta 30° C de Temperatura
Lavar con el cierre de contacto adherido para evitar la acumulación de pelusas**Vigencia** Guardar en un lugar seco
Blunding se compromete a sustituir la totalidad del producto por defectos de fabricación, durante un año posterior a la fecha de venta.**Garantía** El producto esta diseñado para ser usado por una persona.
Blunding ha efectuado los esfuerzos utilizando la tecnología actual para
Blunding se reserva el derecho de modificar este producto con el fin de mantener su mejora continua.
Al recibir este producto usted declara conocer los fines para los cuales fue diseñado.**Certificación y Registros** Certificación de Norma ISO-9001/2008 Sección 8.2.3 N° CL13/20100668
Registro del Instituto Nacional de Salud Pública N° EDM 198/14