

**Nombre del Producto** MITÓN ADULTO**Código** E-750**Origen** Chile**Marca** Blunding**Descripción** Inmovilizador de mano ambidiestro, confeccionado en popelina y tulipán con relleno de napa. Cinco barras plásticas flexibles, ajustable con cierre de contacto que impide la flexión de dedos y restringe la movilidad de la mano al asegurar el mitón con cinta a la baranda lateral de la cama.**Indicación** Limita el movimiento de pinza de la mano  
\*Blunding recomienda utilizar este producto bajo prescripción médica.**Talla** Única**Composición**  
Cara Interna: Tela popelina poligal 50% Algodón / 50% Poliéster  
Cara Externa: 100% Tela Tulipán  
Relleno: Napa termofill 110 grs  
Barras Plásticas: 100% Polipropileno  
Cierre de Contacto: 100% Nylon**Color** Blanco

| TALLA | CÓDIGO        |
|-------|---------------|
| Única | 7801001007479 |

**Envasado** Caja Estuche: 32cm alto x 18cm ancho x 3cm fondo**Mantenimiento de Producto** Lavar a mano o maquina hasta 30°C de Temperatura  
Lavar con el cierre de contacto adherido para evitar la acumulación de pelusas  
No Planchar**Vigencia** Guardar en un lugar seco  
Blunding se compromete a sustituir la totalidad del producto por defectos de fabricación, durante tres meses posterior a la fecha de venta.**Garantía** El producto esta diseñado para ser usado por una persona.  
Blunding ha efectuado los esfuerzos utilizando la tecnología actual para obtener la máxima funcionalidad, resistencia, durabilidad y comodidad. Sin embargo, no existe certeza absoluta de que se evitarán lesiones durante el uso de este producto.  
Blunding se reserva el derecho de modificar este producto con el fin de mantener su mejora continua.  
Al recibir este producto usted declara conocer los fines para los cuales fue diseñado.**Certificación y Registros** Certificación de Norma ISO-9001/2008 Sección 8.2.3 N° CL13/20100668  
Registro del Instituto Nacional de Salud Pública N° EDM 198/14