



Nombre del Producto FAJA PREPARTO UNIVERSAL

Código G-308

Origen Chile

Marca Blunding

Descripción Faja soporte de bajo vientre, confeccionado en elástico libre de látex y ajustable con cierre de contacto.

Indicación Para evitar la hiperlordosis postural y prevenir el retorno venoso
Descarga de Peso
Adecuado para prevenir várices y estrías.
*Blunding recomienda utilizar este producto bajo prescripción médica.

Talla Única

Como Elegir

Medidas	Única
Contorno de Cintura	88 – 113 cm.

Composición Elástico: 73% Poliéster / 21% Nylon / 6% Spandex
Cierre de Contacto: 100% Nylon

Color Beige

Código de barra

TALLA	CÓDIGO
Única	7801001007400

Envasado Caja estuche: 18cm alto x 8.5cm ancho x 6cm fondo

Unidad de Empaque 18 Unidades

Mantenición de Producto Lavar a mano o maquina hasta 30° C de Temperatura
Lavar con el cierre de contacto adherido para evitar la acumulación de pelusas

Vigencia Guardar en un lugar seco
Blunding se compromete a sustituir la totalidad del producto por defectos de fabricación, durante un año posterior a la fecha de venta.

Garantía El producto esta diseñado para ser usado por una persona.
Blunding ha efectuado los esfuerzos utilizando la tecnología actual para obtener la máxima funcionalidad, resistencia, durabilidad y comodidad. Sin embargo, no existe certeza absoluta de que se evitarán lesiones durante el uso de este producto.
Blunding se reserva el derecho de modificar este producto con el fin de mantener su mejora continua.
Al recibir este producto usted declara conocer los fines para los cuales fue diseñado.

Certificación y Registros Certificación de Norma ISO-9001/2008 Sección 8.2.3 N° CL13/20100668
Registro FDA N° 9104922
Registro del Instituto Nacional de Salud Pública N° EDM 198/14