

# Descripción

Mantener los índices de azúcar en sangre dentro de un rango ideal permite al paciente con diabetes prevenir el avance de complicaciones que pudieran afectar su nivel de vida. Para lograrlo, un monitor de glucosa representa ayuda invaluable, ya que permite verificar la efectividad de su plan de cuidado.

Uno de los adelantos más importantes en el control y tratamiento de la diabetes es, sin duda, la posibilidad de medir los niveles de azúcar (glucosa o glicemia) en sangre de manera segura en cualquier momento del día, ya sea en la comodidad del hogar, oficina, centro deportivo o mientras se viaja. Esto puede efectuarse gracias al desarrollo de dispositivos conocidos como monitores o medidores de glucosa.

Asimismo, el monitoreo de glicemia le da a conocer al afectado si en ese instante sus niveles de glucosa están bajos (menores a 70 miligramos por decilitro de sangre), altos (más de 126) o muy elevados (más de 180) y, a partir de ese conocimiento, informarle a su médico para que éste le indique las medidas a seguir para evitar situaciones que pongan en peligro su vida.

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
|                      |                                    |
| Marca                | Smart Chek                         |
| Pantalla             | LCD                                |
| Procedencia          | Taiwan                             |
| Color                | Azul oscuro                        |
| Temperatura Ambiente | 10° a 50° C                        |
| Memoria              | 180 test con sus respectivos datos |
| Unidad de medida     | (mmol/L) o mg/dL                   |
| Tiempo de Medida     | 9 segundos                         |
| Dimensiones          | 58x80x19 mm                        |

|                 |  |
|-----------------|--|
| Peso            | 50 grs   |
| Rango de Medida | 1,7 a 41,7 mmol/L (30-750 mg/dL)   |
| Bateria         | Unica 3v (CR2032) 1000 medidas   |
| Test Strips     | Use solo cintas Smart Chek   |
| Incluye         | Bateria, lancetas, cintas reactivas, lapiz para puncion, manual de instrucciones, bolso portátil |