



Nombre del Producto CABESTRILLO PARA BRAZO

Código HM-11

Origen Chile

Marca Blunding

Descripción Soporte de antebrazo, confeccionado en malla poliéster con banda de algodón ajustable con cierre de contacto y sujetador de dedo pulgar.

Indicación Inmovilización pos operatoria de extremidad superior
 Lesiones de hombro, brazo, codo y antebrazo.
 *Blunding recomienda utilizar este producto bajo prescripción médica.

Talla S-M-L-XL

Como Elegir	Medidas	Small	Medium	Large	Extra Large
	Antebrazo	27 cm. O menos	28 - 32 cm.	33 - 37 cm.	38 - 42

Composición

Malla: 100% Poliéster
 Banda: 65% Poliéster / 35% Algodón
 Sujetador de Pulgar: 65% Poliéster / 35% Algodón
 Felpas y Cierre de
 Contacto: 100% Nylon

Color Plata

Código de barra	TALLA	CÓDIGO
	Small	7801001008728
	Medium	7801001008735
	Large	7801001008742

Envasado Caja Estuche: 18cm alto x 8.5cm ancho x 3cm fondo

Unidad de Empaque 30 unidades

Mantenimiento de Producto Lavar a mano o maquina hasta 30° C de Temperatura
 Lavar con el cierre de contacto adherido para evitar la acumulación de pelusas

Vigencia Guardar en un lugar seco
 Blunding se compromete a sustituir la totalidad del producto por defectos de fabricación, durante un año posterior a la fecha de venta.

Garantía El producto esta diseñado para ser usado por una persona.
 Blunding ha efectuado los esfuerzos utilizando la tecnología actual para obtener la máxima funcionalidad, resistencia, durabilidad y comodidad. Sin embargo, no existe certeza absoluta de que se evitarán lesiones durante el uso de este producto.
 Blunding se reserva el derecho de modificar este producto con el fin de mantener su mejora continua.
 Al recibir este producto usted declara conocer los fines para los cuales fue diseñado.

Certificación y Registros Certificación de Norma ISO-9001/2008 Sección 8.2.3 N° CL13/20100668
 Registro FDA N° 9104922
 Registro del Instituto Nacional de Salud Pública N° EDM 198/14