



Nombre del Producto ORTESIS PARA TÚNEL CARPIANO UNIVERSAL

Código HM-114

Origen Chile

Marca Blunding

Descripción Soporte palmar confeccionado en velour y algodón, con dos férulas de aluminio y dos bandas de elástico, ajustables con cierre de contacto, libre de látex.

Indicación Inmovilización para síndrome del túnel carpiano
Tratamiento ortopédico para lesiones de tendones del carpo.
*Blunding recomienda utilizar este producto bajo prescripción médica.

Talla Única

Como Elegir

Medidas	Única
Contorno de muñeca	15 - 23 cm.

Composición

Cara Externa:	100% Poliéster
Cara Interna:	100% Algodón
Elástico:	73% Poliéster / 21% Nylon / 6% Spandex
Férula:	100% Aluminio
Cierre de Contacto:	100% Nylon

Color Plata

Código de barra

TALLA	CÓDIGO
Única	7801001002436

Envasado Caja estuche: 25cm alto x 8.5cm ancho x 3.5cm fondo

Unidad de Empaque 24 unidades

Mantención de Producto Lavar a mano hasta 30° C de Temperatura
Lavar con el cierre de contacto adherido para evitar la acumulación de pelusas

Vigencia Guardar en un lugar seco
Blunding se compromete a sustituir la totalidad del producto por defectos de fabricación, durante un año posterior a la fecha de venta.

Garantía El producto esta diseñado para ser usado por una persona.
Blunding ha efectuado los esfuerzos utilizando la tecnología actual para obtener la máxima funcionalidad, resistencia, durabilidad y comodidad. Sin embargo, no existe certeza absoluta de que se evitarán lesiones durante el uso de este producto.
Blunding se reserva el derecho de modificar este producto con el fin de mantener su mejora continua.
Al recibir este producto usted declara conocer los fines para los cuales fue diseñado.

Certificación y Registros Certificación de Norma ISO-9001/2008 Sección 8.2.3 N° CL13/20100668
Registro FDA N° 9104922
Registro del Instituto Nacional de Salud Pública N° EDM 198/14