



**Nombre del Producto** FIJADOR DE DEDO PULGAR UNIVERSAL

**Código** HM-115

**Origen** Chile

**Marca** Blunding

**Descripción** Soporte de dedo con férula de aluminio fija para inmovilizar el pulgar, con elástico Rachel y ajustable con cierre de contacto.

**Indicación** En lesiones de las articulaciones metacarpofalángica y carpometacarpiana del pulgar  
Artrrosis de las articulaciones del pulgar  
Artritis reumatoide  
\*Blunding recomienda utilizar este producto bajo prescripción médica.

**Talla** Única

Como Elegir	Medidas	Única
	Contorno de muñeca	15 - 22 cm.

**Composición**

Cara Externa:	100% Poliéster
Cara Interna:	100% Algodón
Férula:	100% Aluminio
Felpas y Cierre de	
Contacto:	100% Nylon

**Color** Plata

Código de barra	TALLA	CÓDIGO
	Única	7801001000548

**Envasado** Caja estuche: 25cm alto x 8.5cm ancho x 3.5cm fondo

**Unidad de Empaque** 24 unidades

**Mantención de Producto** Lavar a mano hasta 30° C de Temperatura  
Lavar con el cierre de contacto adherido para evitar la acumulación de pelusas

**Vigencia** Guardar en un lugar seco  
Blunding se compromete a sustituir la totalidad del producto por defectos de fabricación, durante un año posterior a la fecha de venta.

**Garantía** El producto esta diseñado para ser usado por una persona.  
Blunding ha efectuado los esfuerzos utilizando la tecnología actual para obtener la máxima funcionalidad, resistencia, durabilidad y comodidad. Sin embargo, no existe certeza absoluta de que se evitarán lesiones durante el uso de este producto.  
Blunding se reserva el derecho de modificar este producto con el fin de mantener su mejora continua.  
Al recibir este producto usted declara conocer los fines para los cuales fue diseñado.

**Certificación y Registros** Certificación de Norma ISO-9001/2008 Sección 8.2.3 N° CL13/20100668  
Registro FDA N° 9104922  
Registro del Instituto Nacional de Salud Pública N° EDM 198/14