



Nombre del Producto INMOVILIZADOR DE MUÑECA

Código HM-116

Origen Chile

Marca Blunding

Descripción Soporte de muñeca ambidiestra larga, fabricado en elástico afelpado libre de látex, con férula de aluminio removible y ajustable con cierre de contacto.

Indicación Lesiones de la muñeca crónicas, post-traumáticas o en el post-operatorio.
Parálisis del nervio radial, mediano y ulnar
Tratamiento conservador de tendinitis y tenosinovitis
Artrosis y artritis reumatoide
*Blunding recomienda utilizar este producto bajo prescripción médica.

Talla XS-S-M-L-XL

Como Elegir

Medidas	Small	Medium	Large	Extra Large
Contorno de Muñeca	14 cm. O menos	14 – 17 cm.	17 – 19 cm.	19 cm. O más

Composición Elástico: 73% Poliéster / 21% Nylon / 6% Spandex
Felpa y Cierre de Contacto: 100% Nylon
Férula: 100% Aluminio

Color Plata

Código de barra

TALLA	CÓDIGO
Extra Small	7801001006847
Small	7801001000227
Medium	7801001000234
Large	7801001000241
Extra Large	7801001000258

Invasado Caja estuche: 25cm alto x 8.5cm ancho x 3.5cm fondo

Unidad de Empaque 24 unidades

Mantenimiento de Producto Lavar a mano o maquina hasta 30° C de Temperatura
Lavar con el cierre de contacto adherido para evitar la acumulación de pelusas

Vigencia Guardar en un lugar seco
Blunding se compromete a sustituir la totalidad del producto por defectos de fabricación, durante un año posterior a la fecha de venta.

Garantía El producto esta diseñado para ser usado por una persona.
Blunding ha efectuado los esfuerzos utilizando la tecnología actual para obtener la máxima funcionalidad, resistencia, durabilidad y comodidad. Sin embargo, no existe certeza absoluta de que se evitarán lesiones durante el uso de este producto.
Blunding se reserva el derecho de modificar este producto con el fin de mantener su mejora continua.
Al recibir este producto usted declara conocer los fines para los cuales fue diseñado.

Certificación y Registros Certificación de Norma ISO-9001/2008 Sección 8.2.3 N° CL13/20100668
Registro del Instituto Nacional de Salud Pública N° EDM 198/14