



Nombre del Producto SOPORTE DE MANO Y MUÑECA AMBIDIESTRA

Código HM-119

Origen Chile

Marca Blunding

Descripción Soporte muñequera ambidiestra confeccionada en elástico afelpado libre de látex y con cierre de contacto.

Indicación Lesiones leves de mano y muñeca
Prevención de tendinitis de muñeca
Prevención de lesiones deportivas de mano y muñeca
*Blunding recomienda utilizar este producto bajo prescripción médica.

Talla S-M-L-XL

Como Elegir

Medidas	Small	Medium	Large	Extra Large
Contorno de muñeca	14.5 cm. O menos	14.5 - 17 cm.	17 - 19.5 cm.	19.5 o más

Composición Elástico: 73% Poliéster / 21% Nylon / 6% Spandex
Cierra de Contacto: 100% Nylon

Color Plata

Código de barra

TALLA	CÓDIGO
Small	7801001119516
Medium	7801001119523
Large	7801001119530
Extra Large	7801001001347

Envasado Caja estuche: 18cm alto x 8.5cm ancho x 3cm fondo

Unidad de Empaque 30 unidades

Mantenimiento de Producto Lavar a mano o maquina hasta 30° C de Temperatura
Lavar con el cierre de contacto adherido para evitar la acumulación de pelusas

Vigencia Guardar en un lugar seco
Blunding se compromete a sustituir la totalidad del producto por defectos de fabricación, durante un año posterior a la fecha de venta.

Garantía El producto esta diseñado para ser usado por una persona.
Blunding ha efectuado los esfuerzos utilizando la tecnología actual para obtener la máxima funcionalidad, resistencia, durabilidad y comodidad. Sin embargo, no existe certeza absoluta de que se evitarán lesiones durante el uso de este producto.
Blunding se reserva el derecho de modificar este producto con el fin de mantener su mejora continua.
Al recibir este producto usted declara conocer los fines para los cuales fue diseñado.

Certificación y Registros Certificación de Norma ISO-9001/2008 Sección 8.2.3 N° CL13/20100668
Registro del Instituto Nacional de Salud Pública N° EDM 198/14