



Nombre del Producto SOPORTE DE CODO TENISTA UNIVERSAL

Código HM-12

Origen Chile

Marca Blunding

Descripción Soporte de elástico libre de látex, ajustable con pasador y cierre de contacto.

Indicación Patología de tejido blando en la zona del codo
Epicondilitis
Como banda de compresión de los músculos del antebrazo
*Blunding recomienda utilizar este producto bajo prescripción médica.

Talla Única

| Como Elegir | Medidas | Única |
|-------------|-------------------|-------------|
| | Contorno del codo | 19 - 35 cm. |

Composición Elástico: 73% Poliéster
21% Nylon
6% Spandex

Color Plata

| Código de barra | TALLA | CÓDIGO |
|-----------------|-------|---------------|
| | Única | 7801001012008 |

Envasado Caja estuche: 13cm alto x 9cm ancho x 3cm fondo

Unidad de Empaque 24 unidades

Mantenimiento de Producto Lavar a mano hasta 30° C de Temperatura
Lavar con el cierre de contacto adherido para evitar la acumulación de pelusas

Vigencia Guardar en un lugar seco
Blunding se compromete a sustituir la totalidad del producto por defectos de fabricación, durante un año posterior a la fecha de venta.

Garantía El producto esta diseñado para ser usado por una persona.
Blunding ha efectuado los esfuerzos utilizando la tecnología actual para obtener la máxima funcionalidad, resistencia, durabilidad y comodidad. Sin embargo, no existe certeza absoluta de que se evitarán lesiones durante el uso de este producto.
Blunding se reserva el derecho de modificar este producto con el fin de mantener su mejora continua.
Al recibir este producto usted declara conocer los fines para los cuales fue diseñado.

Certificación y Registros Certificación de Norma ISO-9001/2008 Sección 8.2.3 N° CL13/20100668
Registro del Instituto Nacional de Salud Pública N° EDM 198/14