



Nombre del Producto MUÑEQUERA SPORT

Código HM-123N

Origen Chile

Marca Blunding

Descripción soporte de muñeca con dedo pulgar ambidiestro, confeccionado en neopreno respirable y ajustable con cierre de contacto.

Indicación En luxación y lesiones menores de muñeca.
 Para prevenir lesiones por práctica deportiva.
 *Blunding recomienda utilizar este producto bajo prescripción médica.

Talla S-M-L

Como Elegir

| Medidas | Small | Medium | Large |
|----------------------|----------------|-------------|-------------|
| Contorno de muñeca | 14 cm. O menos | 14 - 17 cm. | 17 - 19 cm. |
| Contorno dedo pulgar | 6 cm. O menos | 6 - 7 cm. | 7 - 8 cm. |

Composición Neopreno Respirable: 100% Poliéster
 Cierre de Contacto: 100% Nylon

Color Plata

Código de barra

| TALLA | CÓDIGO |
|--------|---------------|
| Small | 7801001001484 |
| Medium | 7801001001491 |
| Large | 7801001001507 |

Envasado Caja estuche: 18cm alto x 8.5cm ancho x 3cm fondo

Unidad de Empaque 30 Unidades

Mantenimiento de Producto Lavar a mano hasta 30° C de temperatura
 Lavar con los cierres de contacto adheridos al elástico para evitar la acumulación de pelusas
 No planchar

Vigencia Blunding se compromete a sustituir la totalidad del producto por defectos de fabricación, durante un año posterior a la fecha de venta.

Garantía El producto esta diseñado para ser usado por una persona.
 Blunding ha efectuado los esfuerzos utilizando la tecnología actual para obtener la máxima funcionalidad, resistencia, durabilidad y comodidad. Sin embargo, no existe certeza absoluta de que se evitarán lesiones durante el uso de este producto.
 Blunding se reserva el derecho de modificar este producto con el fin de mantener su mejora continua.
 Al recibir este producto usted declara conocer los fines para los cuales fue diseñado.

Certificación y Registros Certificación de Norma ISO-9001/2008 Sección 8.2.3 N° CL13/20100668
 Registro del Instituto Nacional de Salud Pública N° EDM 198/14