



**Nombre del Producto** ORTESIS DE DEDO PULGAR

**Código** HM-127

**Origen** Chile

**Marca** Blunding

**Descripción** Soporte de dedo pulgar confeccionado en lycra y su parte interna con algodón. Con lámina en aluminio moldeable y ajustable con cierre de contacto.

**Indicación** En lesiones de las articulaciones metacarpofalángicas y carpometacarpiana del pulgar  
 Artrosis de las articulaciones del pulgar  
 Artritis reumatoide  
 \*Blunding recomienda utilizar este producto bajo prescripción médica.

**Talla** S (Derecho-Izquierdo) - M (Derecho-Izquierdo) - L (Derecho-Izquierdo)

Como Elegir	Medidas	Small	Medium	Large
	Contorno de muñeca	14 cm. O menos	14 - 17 cm.	17 - 19 cm.
	Contorno de dedo pulgar	6 cm. O menos	6 - 7 cm.	7 cm. O más

**Composición**

Cara Externa:	100% Spandex
Cara Interna:	100% Algodón
Férula:	100% Aluminio
Felpas y Cierre de Contacto	100% Nylon

**Color** Plata

Código de barra	DERECHO	CÓDIGO	IZQUIERDO	CÓDIGO
	Small	7801001000692	Small	7801001000722
	Medium	7801001000708	Medium	7801001000739
	Large	7801001000715	Large	7801001000746

**Envasado** Caja estuche: 13cm alto x 9cm ancho x 3cm fondo

**Unidad de Empaque** 24 unidades

**Mantenimiento de Producto** Lavar a mano o maquina hasta 30° C de Temperatura  
 Lavar con el cierre de contacto adherido para evitar la acumulación de pelusas

**Vigencia** Guardar en un lugar seco  
 Blunding se compromete a sustituir la totalidad del producto por defectos de fabricación, durante un año posterior a la fecha de venta.

**Garantía** El producto esta diseñado para ser usado por una persona.  
 Blunding ha efectuado los esfuerzos utilizando la tecnología actual para obtener la máxima funcionalidad, resistencia, durabilidad y comodidad. Sin embargo, no existe certeza absoluta de que se evitarán lesiones durante el uso de este producto.  
 Blunding se reserva el derecho de modificar este producto con el fin de mantener su mejora continua.  
 Al recibir este producto usted declara conocer los fines para los cuales fue diseñado.

**Certificación y Registros** Certificación de Norma ISO-9001/2008 Sección 8.2.3 N° CL13/20100668  
 Registro del Instituto Nacional de Salud Pública N° EDM 198/14