



Nombre del Producto SOPORTE DE CODO TENISTA CON GEL UNIVERSAL

Código HM-13

Origen Chile

Marca Blunding

Descripción Soporte confeccionado en spandex ajustable con almohadilla y bolsa de gel en su interior removible ajustable con pasador y cierre de contacto.

Indicación Epicondilitis
Lesiones producidas por prácticas reiteradas de algún deporte.
Para tratamiento en frío y calor.

*Blunding recomienda utilizar este producto bajo prescripción médica.

Talla Única

Como Elegir

Medidas	Única
Circunferencia de codo	19 – 35 cm.

Composición

Cara Externa:	100% Spandex
Cara Interna:	100% Algodón
Bolsa de Gel:	96% Excipientes / 3% Polisacáridos / 1% Colorante
Felpa y Cierre de Contacto:	100% Nylon

Color Plata

Código de barra

TALLA	CÓDIGO
Única	7801001000005

Envasado Caja estuche: 18cm alto x 8.5cm ancho x 3cm fondo

Unidad de Empaque 30 unidades

Mantenimiento de Producto **Para calentar la bolsa de gel:** En horno microondas 30 segundos a T° media.
Para enfriar la bolsa de gel: Dejar la compresa en congelador por 30 min. Aprox.
Lavar a mano o maquina hasta 30° C de Temperatura
Lavar con el cierre de contacto adherido para evitar la acumulación de pelusas

Vigencia Guardar en un lugar seco
Blunding se compromete a sustituir la totalidad del producto por defectos de fabricación, durante un año posterior a la fecha de venta.

Garantía El producto esta diseñado para ser usado por una persona.
Blunding ha efectuado los esfuerzos utilizando la tecnología actual para obtener la máxima funcionalidad, resistencia, durabilidad y comodidad. Sin embargo, no existe certeza absoluta de que se evitarán lesiones durante el uso de este producto.
Blunding se reserva el derecho de modificar este producto con el fin de mantener su mejora continua.
Al recibir este producto usted declara conocer los fines para los cuales fue diseñado.

Certificación y Registros Certificación de Norma ISO-9001/2008 Sección 8.2.3 N° CL13/20100668
Registro FDA N° 9104922
Registro del Instituto Nacional de Salud Pública N° EDM 198/14