



Nombre del Producto INMOVILIZADOR DE HOMBRO

Código HM-131

Origen Chile

Marca Blunding

Descripción Soporte de hombro, confeccionado en velour, en su parte interna algodón, formado por dos piezas y dos bandas de algodón regulables con cierre de contacto.

Indicación Lesiones y contusiones del hombro
Luxación del hombro
Lesiones del manguito rotador
Fracturas estables de humero subcapitales
Fracturas escapulares
*Blunding recomienda utilizar este producto bajo prescripción médica.

Talla S-UNIVERSAL-L

Como Elegir

Medidas	Small	Medium	Large
Contorno de Tórax con brazo	93 - 115 cm.	115 - 134 cm.	134 - 144 cm.

Composición Cara Externa: 100% Velour Poliéster
Cara Interna: 100% Algodón
Bandas: 100% Algodón
Hebillas: 100% Polipropileno
Cierre de Contacto: 100% Nylon

Color Plata

Código de barra

TALLA	CÓDIGO
Small	7801001001996
Universal	7801001000166
Large	7801001001989

Envasado Caja estuche: 27cm alto x 14.5cm ancho x 9.5cm fondo

Unidad de Empaque 30 unidades

Mantenimiento de Producto Lavar a mano o maquina hasta 30° C de Temperatura
Lavar con el cierre de contacto adherido para evitar la acumulación de pelusas

Vigencia Guardar en un lugar seco
Blunding se compromete a sustituir la totalidad del producto por defectos de fabricación, durante un año posterior a la fecha de venta.

Garantía El producto esta diseñado para ser usado por una persona.
Blunding ha efectuado los esfuerzos utilizando la tecnología actual para obtener la máxima funcionalidad, resistencia, durabilidad y comodidad. Sin embargo, no existe certeza absoluta de que se evitarán lesiones durante el uso de este producto.
Blunding se reserva el derecho de modificar este producto con el fin de mantener su mejora continua.
Al recibir este producto usted declara conocer los fines para los cuales fue diseñado.

Certificación y Registros Certificación de Norma ISO-9001/2008 Sección 8.2.3 N° CL13/20100668
Registro del Instituto Nacional de Salud Pública N° EDM 198/14