



Nombre del Producto	ABDUCTOR DE HOMBRO EN 15°										
Código	HM-134										
Origen	Chile										
Marca	Blunding										
Descripción	Soporte de hombro ambidiestro, confeccionado en velour y en su parte interna de algodón, formado por dos piezas, un cojín diseñado anatómicamente y bandas de algodón regulables con cierre de contacto. Apoyo cómodo de mano. Mantiene el hombro en 15° de abducción.										
Indicación	<p>Síndrome de atrapamiento. Inflamación aguda o crónica tras descompresión abierta o artroscópica y acromioplastia. Reconstrucción tras ruptura de los manguitos rotadores. Tratamiento conservador o post-quirúrgico tras bursitis subacromial. Inmovilización conservadora de luxaciones de hombro. La posición de abducción de 15° para evitar adhesiones hombro axilar (hombro congelado)</p> <p>*Blunding recomienda utilizar este producto bajo prescripción médica.</p>										
Talla	S-M-L										
Como Elegir	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Medidas</th> <th>Small</th> <th>Medium</th> <th>Large</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Desde codo a nudillos</td> <td>Hasta 34 cm.</td> <td>35 - 39 cm.</td> <td>Más de 39 cm.</td> </tr> </tbody> </table>			Medidas	Small	Medium	Large	Desde codo a nudillos	Hasta 34 cm.	35 - 39 cm.	Más de 39 cm.
Medidas	Small	Medium	Large								
Desde codo a nudillos	Hasta 34 cm.	35 - 39 cm.	Más de 39 cm.								
Composición	Cara Externa:	100% Velour Poliéster									
	Cara Interna:	100% Algodón									
	Corte de Espuma:	100% Poliuretano									
	Bandas:	100% Algodón									
	Hebillas:	100% Polipropileno									
	Cierre de Contacto:	100% Nylon									
Color	Plata										
Código de barra	<table border="1"> <thead> <tr> <th>TALLA</th> <th>CÓDIGO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Small</td> <td>7801001008728</td> </tr> <tr> <td>Medium</td> <td>7801001008735</td> </tr> <tr> <td>Large</td> <td>7801001008742</td> </tr> </tbody> </table>			TALLA	CÓDIGO	Small	7801001008728	Medium	7801001008735	Large	7801001008742
TALLA	CÓDIGO										
Small	7801001008728										
Medium	7801001008735										
Large	7801001008742										
Envasado	Bolsa: 20cm alto x 50cm ancho x 17cm fondo										
Unidad de Empaque	5 unidades										
Mantenimiento de Producto	<p>Lavar a mano hasta 30° C de Temperatura Lavar con el cierre de contacto adherido para evitar la acumulación de pelusas</p>										
Vigencia	<p>Guardar en un lugar seco Blunding se compromete a sustituir la totalidad del producto por defectos de fabricación, durante un año posterior a la fecha de venta.</p>										
Garantía	<p>El producto esta diseñado para ser usado por una persona. Blunding ha efectuado los esfuerzos utilizando la tecnología actual para obtener la máxima funcionalidad, resistencia, durabilidad y comodidad. Sin embargo, no existe certeza absoluta de que se evitarán lesiones durante el uso de este producto. Blunding se reserva el derecho de modificar este producto con el fin de mantener su mejora continua. Al recibir este producto usted declara conocer los fines para los cuales fue diseñado.</p>										
Certificación y Registros	<p>Certificación de Norma ISO-9001/2008 Sección 8.2.3 N° CL13/20100668 Registro del Instituto Nacional de Salud Pública N° EDM 198/14</p>										