



Nombre del Producto INMOVILIZADOR DE CLAVÍCULA

Código HM-135

Origen Chile

Marca Blunding

Descripción Soporte de clavícula confeccionado con refuerzo acolchado en su parte posterior y dos bandas de algodón regulables con cierre de contacto.

Indicación En fractura de clavícula
 Luxación de clavícula
 Patología menor de la columna dorsal
 *Blunding recomienda utilizar este producto bajo prescripción médica.

Talla S-M-L-XL

Como Elegir	Medidas	Small	Medium	Large	Extra Large
	Contorno de Tórax	71 - 83 cm.	83 - 96 cm.	96 - 109 cm.	110 - 122 cm.

Composición Cara Externa: 100% Velour Poliéster
 Cara Interna: 100% Algodón
 Bandas: 65% Poliéster / 35% Algodón
 Cierre de Contacto: 100% Nylon
 Hebillas: 100% Polipropileno

Color Plata

Código de barra	TALLA	CÓDIGO
	Small	7801001001156
	Medium	7801001001163
	Large	7801001001170
	Extra Large	7801001001187

Envasado Caja estuche: 22cm alto x 15.5cm ancho x 6.5cm fondo

Unidad de Empaque 6 unidades

Mantenimiento de Producto Lavar a mano hasta 30° C de Temperatura
 Lavar con el cierre de contacto adherido para evitar la acumulación de pelusas

Vigencia Guardar en un lugar seco
 Blunding se compromete a sustituir la totalidad del producto por defectos de fabricación, durante un año posterior a la fecha de venta.

Garantía El producto esta diseñado para ser usado por una persona.
 Blunding ha efectuado los esfuerzos utilizando la tecnología actual para obtener la máxima funcionalidad, resistencia, durabilidad y comodidad. Sin embargo, no existe certeza absoluta de que se evitarán lesiones durante el uso de este producto.
 Blunding se reserva el derecho de modificar este producto con el fin de mantener su mejora continua.
 Al recibir este producto usted declara conocer los fines para los cuales fue diseñado.

Certificación y Registros Certificación de Norma ISO-9001/2008 Sección 8.2.3 N° CL13/20100668
 Registro FDA N° 9104922
 Registro del Instituto Nacional de Salud Pública N° EDM 198/14