



<b>Nombre del Producto</b>	<b>ABDUCTOR DE HOMBRO 45°</b>
<b>Código</b>	HM-137
<b>Origen</b>	Chile
<b>Marca</b>	Blunding
<b>Descripción</b>	Soporte de hombro confeccionado con corte anatómico de poliuretano forrado en velour más cabestrillo y bandas de algodón autoajustable y regulables con hebillas de nylon. Banda de cierre de contacto para soportar el cabestrillo en posición de 45° de abducción.
<b>Indicación</b>	Posterior a la cirugía de hombro. Posterior a la reconstrucción de la rotura del manguito rotador. Para sostener el hombro después de anestesia. *Blunding recomienda utilizar este producto bajo prescripción médica.
<b>Talla</b>	Única
<b>Composición</b>	Cara Interna : 100% Algodón Cara Externa : 100% Velour Poliéster Hebillas : 100% Nylon Cierre de Contacto : 100% Nylon
<b>Color</b>	Plata
<b>Envasado</b>	Bolsa y Caja estuche
<b>Mantenimiento de Producto</b>	Lavar a mano o maquina hasta 30° C de Temperatura Quitar cierre de contacto para evitar la acumulación de pelusas
<b>Vigencia</b>	Guardar en un lugar seco Blunding se compromete a sustituir la totalidad del producto por defectos de fabricación, durante un año posterior a la fecha de venta.
<b>Garantía</b>	El producto esta diseñado para ser usado por una persona. Blunding ha efectuado los esfuerzos utilizando la teconología actual para obtener la máxima funcionalidad, resistencia, durabilidad y comodidad. Sin embargo, no existe certeza absoluta de que se evitarán lesiones durante el uso de este producto. Blunding se reserva el derecho de modificar este producto con el fin de mantener su mejora continua. Al recibir este producto usted declara conocer los fines para los cuales fue diseñado.
<b>Certificación y Registros</b>	Certificación de Norma ISO-9001/2008 Sección 8.2.3 N° CL13/20100668 Registro FDA N° 9104922 Registro del Instituto Nacional de Salud Pública N° EDM 198/14