



Nombre del Producto	FÉRULA ESTABILIZADORA DE CODO ROM						
Código	HM-14						
Origen	Chile						
Marca	Blunding						
Descripción	Soporte de codo con mecanismo en ROM de dos piezas de acolchado en velour y en su parte interna de algodón. Ajustado con bandas elásticas, libre de látex y cierre de contacto.						
Indicación	En tratamiento conservador de luxaciones de codo Tratamiento ortésico de fracturas del epicóndilo o epitroclea Tratamiento post operatorio Tratamiento funcional en fracturas estables de la porción distal del humero Inmovilización temporal posterior de artrolysis de codo. *Blunding recomienda utilizar este producto bajo prescripción médica.						
Talla	Única (Derecha-Izquierda)						
Composición	Cara Externa: 100% Velour Poliéster Cara Interna: 50% Algodón / 50% Poliéster Férula ROM: 100% Aluminio Elástico: 73% Poliéster / 21% Nylon / 6% Spandex Cierre de Contacto: 100% Nylon						
Color	Plata						
Código de barra	<table border="1"> <thead> <tr> <th>LADO</th> <th>CÓDIGO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Derecho</td> <td>7801001001279</td> </tr> <tr> <td>Izquierdo</td> <td>7801001001286</td> </tr> </tbody> </table>	LADO	CÓDIGO	Derecho	7801001001279	Izquierdo	7801001001286
LADO	CÓDIGO						
Derecho	7801001001279						
Izquierdo	7801001001286						
Envasado	Caja estuche: 43cm alto x 15cm ancho x 4cm fondo						
Unidad de Empaque	9 unidades						
Mantenimiento de Producto	Lavar a mano o maquina hasta 30° C de Temperatura Lavar con el cierre de contacto adherido para evitar la acumulación de pelusas						
Vigencia	Guardar en un lugar seco Blunding se compromete a sustituir la totalidad del producto por defectos de fabricación, durante un año posterior a la fecha de venta.						
Garantía	El producto esta diseñado para ser usado por una persona. Blunding ha efectuado los esfuerzos utilizando la tecnología actual para obtener la máxima funcionalidad, resistencia, durabilidad y comodidad. Sin embargo, no existe certeza absoluta de que se evitarán lesiones durante el uso de este producto. Blunding se reserva el derecho de modificar este producto con el fin de mantener su mejora continua. Al recibir este producto usted declara conocer los fines para los cuales fue diseñado.						
Certificación y Registros	Certificación de Norma ISO-9001/2008 Sección 8.2.3 N° CL13/20100668 Registro FDA N° 9104922 Registro del Instituto Nacional de Salud Pública N° EDM 198/14						