



Nombre del Producto	SOPORTE DE CODO SPORT CON GEL UNIVERSAL					
Código	HM-14NG					
Origen	Chile					
Marca	Blunding					
Descripción	Soporte de codo confeccionado en Neopreno Respirable con bolsa para inserción de gel. Ajustable con cierre de contacto.					
Indicación	<p>Epicondilitis y epitrocleitis En la prevención de lesiones deportivas y laborales. Como banda de compresión en los músculos del antebrazo. Incluye bolsa de gel para terapia en frío o calor. *Blunding recomienda utilizar este producto bajo prescripción médica.</p>					
Talla	Única					
Como Elegir	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Medidas</th> <th>Única</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Contorno de Codo</td> <td>60-80 cm.</td> </tr> </tbody> </table>		Medidas	Única	Contorno de Codo	60-80 cm.
Medidas	Única					
Contorno de Codo	60-80 cm.					
Composición	<p>Neopreno Respirable: 100% Nylon Bolsa de Gel: 96% Excipientes / 3% Polisacáridos / 1% Colorante Cierre de Contacto: 100% Nylon</p>					
Color	Plata					
Código de barra	<table border="1"> <thead> <tr> <th>TALLA</th> <th>CÓDIGO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Única</td> <td>7801001001446</td> </tr> </tbody> </table>		TALLA	CÓDIGO	Única	7801001001446
TALLA	CÓDIGO					
Única	7801001001446					
Envasado	Caja estuche: 26cm alto x 13.5cm ancho x 5.5cm fondo					
Unidad de Empaque	30 Unidades					
Mantenición de Producto	<p>Lavar a mano hasta 30° C de temperatura Lavar con los cierres de contacto adheridos para evitar la acumulación de pelusas No planchar</p>					
Vigencia	Blunding se compromete a sustituir la totalidad del producto por defectos de fabricación, durante un año posterior a la fecha de venta.					
Garantía	<p>El producto esta diseñado para ser usado por una persona. Blunding ha efectuado los esfuerzos utilizando la tecnología actual para obtener la máxima funcionalidad, resistencia, durabilidad y comodidad. Sin embargo, no existe certeza absoluta de que se evitarán lesiones durante el uso de este producto. Blunding se reserva el derecho de modificar este producto con el fin de mantener su mejora continua. Al recibir este producto usted declara conocer los fines para los cuales fue diseñado.</p>					
Certificación y Registros	<p>Certificación de Norma ISO-9001/2008 Sección 8.2.3 N° CL13/20100668 Registro FDA N° 9104922 Registro del Instituto Nacional de Salud Pública N° EDM 198/14</p>					