

Nombre del Producto CODERA SPORT
Código HM-15N
Origen Chile
Marca Blunding



Descripción Soporte de codo tubular confeccionado en neopreno respirable.

Indicación Tendinitis
Dolores agudos y crónicos en el codo.
Rehabilitación de lesiones.
Inestabilidad de la articulación.
*Blunding recomienda utilizar este producto bajo prescripción médica.

Talla S-M-L

Como Elegir	Medidas	Small	Medium	Large
	Contorno del codo	22 - 24 cm.	25 - 28 cm.	29 - 32 cm.

Composición Neopreno Respirable
Cara Interna: 82% SP Poliéster / 18% 75D Poliéster
Neopreno Respirable
Cara Externa: 100% Nylon
Cierre de Contacto: 100% Nylon

Color Plata

Código de barra	TALLA	CÓDIGO
	Small	7801001001453
	Medium	7801001001460
	Large	7801001001477

Envasado Caja estuche: 19cm alto x 13cm ancho x 4cm fondo

Unidad de Empaque 25 Unidades
Mantenimiento de Producto Lavar a mano hasta 30° C de temperatura
No planchar

Vigencia Blunding se compromete a sustituir la totalidad del producto por defectos de fabricación, durante un año posterior a la fecha de venta.

Garantía El producto esta diseñado para ser usado por una persona.
Blunding ha efectuado los esfuerzos utilizando la tecnología actual para obtener la máxima funcionalidad, resistencia, durabilidad y comodidad. Sin embargo, no existe certeza absoluta de que se evitarán lesiones durante el uso de este producto.
Blunding se reserva el derecho de modificar este producto con el fin de mantener su mejora continua.
Al recibir este producto usted declara conocer los fines para los cuales fue diseñado.

Certificación y Registros Certificación de Norma ISO-9001/2008 Sección 8.2.3 N° CL13/20100668
Registro FDA N° 9104922
Registro del Instituto Nacional de Salud Pública N° EDM 198/14