



Nombre del Producto FÉRULA DE DEDO

Código HM-161A
 HM-161B
 HM-161C

Origen Asia

Marca Blunding

Descripción Férulas inmovilizadora de dedo fabricada en aluminio y cubierto con espuma de poliuretano.

Indicación Inmovilización de Dedo.
 Inmoviliza la articulaciones interfalángicas.
 Tratamiento postquirúrgico y esguinces de ligamentos colaterales.
 *Blunding recomienda utilizar este producto bajo prescripción médica.

Talla S-M-L

Composición Aluminio
 Espuma Poliuretano protectora

Color Plata

Código de barra	TALLA	CÓDIGO 161A	CÓDIGO 161 B	CÓDIGO 161 C
	Small	7801001002818	7801001002849	7801001002870
	Medium	7801001002825	7801001002856	7801001002887
	Large	7801001002832	7801001002863	7801001002894

Envasado Bolsa

Unidad de Empaque 12 unidades

Mantenimiento de Producto No Aplica

Vigencia Guardar en un lugar seco
 Blunding se compromete a sustituir la totalidad del producto por defectos de fabricación, durante tres meses posterior a la fecha de venta.

Garantía El producto esta diseñado para ser usado por una persona.
 Blunding ha efectuado los esfuerzos utilizando la tecnología actual para obtener la máxima funcionalidad, resistencia, durabilidad y comodidad. Sin embargo, no existe certeza absoluta de que se evitarán lesiones durante el uso de este producto.
 Blunding se reserva el derecho de modificar este producto con el fin de mantener su mejora continua.
 Al recibir este producto usted declara conocer los fines para los cuales fue diseñado.

Certificación y Registros Certificación de Norma ISO-9001/2008 Sección 8.2.3 N° CL13/20100668
 Registro del Instituto Nacional de Salud Pública N° EDM 198/14