



Nombre del Producto ORTESIS DE HOMBRO SPORT

Código HM-16N

Origen Chile

Marca Blunding

Descripción Soporte de hombro confeccionado en neopreno respirable con cierre de contacto por posterior.

Indicación Bursitis, reumatismo
Miositis, subluxaciones, tendinitis
Posible uso como banda de compresión en musculatura del hombro
*Blunding recomienda utilizar este producto bajo prescripción médica.

Talla S-M-L-XL

Como Elegir	Medidas	Small	Medium	Large	Extra Large
	Contorno de Bíceps	26 cm. O menos	26 - 29 cm.	29 - 33 cm.	33 - 36 cm.

Composición Cara Exterior: 100% Velour Poliéster
Cara Interior: 100% Algodón
Felpas y Cierre de Contacto: 100% Nylon
Neopreno Respirable: 82% de SP Poliester 18% 75D Poliester
Con agujeros perforados #A8

Color Plata

Código de barra	TALLA	CÓDIGO
	Small	7801001003686
	Medium	7801001003693
	Large	7801001003709
	Extra Large	7801001003716

Envasado Caja estuche: 25cm alto x 8.5cm ancho x 3.5cm fondo

Unidad de Empaque 24 unidades

Mantenimiento de Producto Lavar a mano hasta 30° C de Temperatura
Lavar con el cierre de contacto adherido para evitar la acumulación de pelusas

Vigencia Guardar en un lugar seco
Blunding se compromete a sustituir la totalidad del producto por defectos de fabricación, durante un año posterior a la fecha de venta.

Garantía El producto esta diseñado para ser usado por una persona.
Blunding ha efectuado los esfuerzos utilizando la tecnología actual para obtener la máxima funcionalidad, resistencia, durabilidad y comodidad. Sin embargo, no existe certeza absoluta de que se evitarán lesiones durante el uso de este producto.
Blunding se reserva el derecho de modificar este producto con el fin de mantener su mejora continua.
Al recibir este producto usted declara conocer los fines para los cuales fue diseñado.

Certificación y Registros Certificación de Norma ISO-9001/2008 Sección 8.2.3 N° CL13/20100668
Registro del Instituto Nacional de Salud Pública N° EDM 198/14