



Nombre del Producto ÓRTEISIS DE MUÑECA CON FÉRULA PALMAR Y DORSAL

Código HM-170

Origen Chile

Marca Blunding

Descripción Soporte de muñeca confeccionado en velour y algodón mas una férula anatómica y una barra lisa desmontable ambas de aluminio, con cierre de contacto.

Indicación Lesiones de la muñeca ya sean crónicas, Post-traumáticas o en el post-operatorio. Parálisis del nervio radial, mediano y ulnar Tratamiento conservador de tendinitis y tenosinovitis Artrosis y artritis reumatoide
 *Blunding recomienda utilizar este producto bajo prescripción médica.

Talla SM - LXL

Como Elegir

Medidas	SM	LXL
Contorno de muñeca	10 - 22 cm.	15 - 27 cm.

Composición Cara Exterior: 100% Velour Poliéster
 Cara Interior: 100% Algodón
 Felpas y Cierre de Contacto: 100% Nylon
 Férula: 100% Aluminio

Color Plata

Envasado Caja estuche: 25cm alto x 8.5cm ancho x 3.5cm fondo

Unidad de Empaque 24 unidades

Mantenición de Producto Lavar a mano hasta 30° C de Temperatura
 Lavar con el cierre de contacto adherido para evitar la acumulación de pelusas

Vigencia Guardar en un lugar seco
 Blunding se compromete a sustituir la totalidad del producto por defectos de fabricación, durante un año posterior a la fecha de venta.

Garantía El producto esta diseñado para ser usado por una persona.
 Blunding ha efectuado los esfuerzos utilizando la tecnología actual para obtener la máxima funcionalidad, resistencia, durabilidad y comodidad. Sin embargo, no existe certeza absoluta de que se evitarán lesiones durante el uso de este producto.
 Blunding se reserva el derecho de modificar este producto con el fin de mantener su mejora continua.
 Al recibir este producto usted declara conocer los fines para los cuales fue diseñado.

Certificación y Registros Certificación de Norma ISO-9001/2008 Sección 8.2.3 N° CL13/20100668
 Registro del Instituto Nacional de Salud Pública N° EDM 198/14