



**Nombre del Producto** ÓRTESIS DE MUÑECA CON DEDO PULGAR

**Código** HM-172

**Origen** Chile

**Marca** Blunding

**Descripción** Soporte de muñeca confeccionado en velour y felpa, con férula anatómica removible y barra lisas moldeables ambas en aluminio. Ajustada con cierre de contacto.

**Indicación** Lesiones en las articulaciones del pulgar metacarpo falángica y carpo metacarpiana  
Esguince del pulgar  
Artrosis y artritis reumatoide  
\*Blunding recomienda utilizar este producto bajo prescripción médica.

**Talla** S-M-L-XL

Como Elegir	Medidas	Small	Medium	Large	Extra Large
	Circunferencia palmar	14.5 cm. O menos	14.5 - 17 cm.	17 - 19.5 cm.	19.5 cm. O más

**Composición**

Cara Exterior:	100% Velour Poliéster
Cara Interior:	100% Algodón
Felpas y Cierre de	
Contacto:	100% Nylon
Férula:	100% Aluminio

**Color** Plata

Código de barra	DERECHO	CÓDIGO	IZQUIERDO	CÓDIGO
	Small	7801001001194	Small	7801001001231
	Medium	7801001001200	Medium	7801001001248
	Large	7801001001217	Large	7801001001255
	Extra Large	7801001001224	Extra Large	7801001001262

**Invasado** Caja estuche: 25cm alto x 8.5cm ancho x 3.5cm fondo

**Unidad de Empaque** 24 unidades

**Mantenición de Producto** Lavar a mano hasta 30° C de Temperatura  
Lavar con el cierre de contacto adherido para evitar la acumulación de pelusas

**Vigencia** Guardar en un lugar seco  
Blunding se compromete a sustituir la totalidad del producto por defectos de fabricación, durante un año posterior a la fecha de venta.

**Garantía** El producto esta diseñado para ser usado por una persona.  
Blunding ha efectuado los esfuerzos utilizando la tecnología actual para obtener la máxima funcionalidad, resistencia, durabilidad y comodidad. Sin embargo, no existe certeza absoluta de que se evitarán lesiones durante el uso de este producto.  
Blunding se reserva el derecho de modificar este producto con el fin de mantener su mejora continua.  
Al recibir este producto usted declara conocer los fines para los cuales fue diseñado.

**Certificación y Registros** Certificación de Norma ISO-9001/2008 Sección 8.2.3 N° CL13/20100668  
Registro del Instituto Nacional de Salud Pública N° EDM 198/14