



**Nombre del Producto** SOPORTE POSTURAL

**Código** HM-615

**Origen** Chile

**Marca** Blunding

**Descripción** Soporte postural, confeccionado en algodón y lona con barras dorsales flexibles y banda reguladora de posición, ajustable con cierre de contacto.

**Indicación**  
Corrección de la cifosis dorsal  
Corregir la proyección anterior de hombros  
Alivia el dolor cervical, torácico y lumbar.  
Prevención de lesiones de columna  
Corrección postural

\*Blunding recomienda utilizar este producto bajo prescripción médica.

**Talla** S-M / L-XL

**Como Elegir**

Medidas	S/M	L / XL
Contorno de Cintura	65 - 100 cm.	75 - 115 cm.

**Composición**  
Cara Interna: 50% Algodón / 50% Poliéster  
Cara Externa: 70% Algodón / 30% Poliéster  
Barras Dorsales: 100% Aluminio  
Cierre de Contacto: 100% Nylon  
Banda: 100% Poliéster

**Color** Plata

**Código de barra**

TALLA	CÓDIGO
S/M	7801001006717
L/XL	7801001006724

**Envasado** Caja estuche: 26cm alto x 12cm ancho x 7cm fondo

**Unidad de Empaque** 16 unidades

**Mantenimiento de Producto** Lavar a mano hasta 30° C de Temperatura  
Secar al aire evitando la luz solar excesiva.

**Vigencia**  
Guardar en un lugar seco  
Blunding se compromete a sustituir la totalidad del producto por defectos de fabricación, durante un año posterior a la fecha de venta.

**Garantía**  
El producto esta diseñado para ser usado por una persona.  
Blunding ha efectuado los esfuerzos utilizando la tecnología actual para obtener la máxima funcionalidad, resistencia, durabilidad y comodidad. Sin embargo, no existe certeza absoluta de que se evitarán lesiones durante el uso de este producto.  
Blunding se reserva el derecho de modificar este producto con el fin de mantener su mejora continua.  
Al recibir este producto usted declara conocer los fines para los cuales fue diseñado.

**Certificación y Registros** Certificación de Norma ISO-9001/2008 Sección 8.2.3 N° CL13/20100668  
Registro del Instituto Nacional de Salud Pública N° EDM 198/14