




Nombre del Producto	COJIN ANTIESCARA EN ESPUMA DE ALTA DENSIDAD C	
Código	LI-01	 
Origen	ASIA	
Marca	Blunding	
Descripción	Cojín antiescara en espuma de alta densidad, posee superficie ondulada para evitar un solo punto de presión, además de apertura interior. Con funda desmontable y lavable de color gris. Dimensiones 46x38x10cm.	
Indicación	Para tratamiento de prevención de úlcera por presión en pacientes que deben permanecer por periodos prolongados sentados *Blunding recomienda utilizar este producto bajo prescripción médica.	
Color	Espuma Blanca / Funda Gris	
Mantenimiento de Producto	Almacenar en lugar fresco, sin humedad, sin sol directo	
Vigencia	Guardar en un lugar seco Blunding se compromete a sustituir la totalidad del producto por defectos de fabricación, durante seis meses posterior a la fecha de venta.	
Garantía	El producto esta diseñado para ser usado por una persona. Blunding ha efectuado los esfuerzos utilizando la tecnología actual para obtener la máxima funcionalidad, resistencia, durabilidad y comodidad. Sin embargo, no existe certeza absoluta de que se evitarán lesiones durante el uso de este producto. Blunding se reserva el derecho de modificar este producto con el fin de mantener su mejora continua. Al recibir este producto usted declara conocer los fines para los cuales fue diseñado.	
Certificación y Registros	Certificación de Norma ISO-9001/2008 Sección 8.2.3 N° CL13/20100668 Registro FDA N° 9104922 Registro del Instituto Nacional de Salud Pública N° EDM 198/14	