



Nombre del Producto TOBILLERA

Código MI-121

Origen Chile

Marca Blunding

Descripción Soporte de tobillo, confeccionado en elástico libre de látex, con ajuste de cierre de contacto.

Indicación Lesiones leves de Tobillo
Prevención y protección de lesiones de tobillo durante actividades deportivas
*Blunding recomienda utilizar este producto bajo prescripción médica.

Talla Única

Como Elegir

Medida	Única
Contorno de Tobillo	Desde 18 cm. Hasta 35 cm.

Composición Elástico: 73% Poliéster / 21 Nylon / 6% Spandex
Cierre de Contacto: 100% Nylon

Color Beige / Plata

Código de barra

TALLA	CÓDIGO
Única Beige	7801001007394
Única Plata	7801001121007

Envasado Caja estuche: 13cm alto x 9cm ancho x 3cm fondo

Unidad de Empaque 24 Unidades

Mantenimiento de Producto Lavar a mano hasta 30° C de temperatura
Lavar con los cierres de contacto adheridos para evitar la acumulación de pelusas
No planchar

Vigencia Blunding se compromete a sustituir la totalidad del producto por defectos de fabricación, durante un año posterior a la fecha de venta.

Garantía El producto esta diseñado para ser usado por una persona.
Blunding ha efectuado los esfuerzos utilizando la tecnología actual para obtener la máxima funcionalidad, resistencia, durabilidad y comodidad. Sin embargo, no existe certeza absoluta de que se evitarán lesiones durante el uso de este producto.
Blunding se reserva el derecho de modificar este producto con el fin de mantener su mejora continua.
Al recibir este producto usted declara conocer los fines para los cuales fue diseñado.

Certificación y Registros Certificación de Norma ISO-9001/2008 Sección 8.2.3 N° CL13/20100668
Registro FDA N° 9104922
Registro del Instituto Nacional de Salud Pública N° EDM 198/14