



Nombre del Producto TOBILLERA ESTABILIZADORA
CON BARRAS LATERALES

Código MI-123FR

Origen Chile

Marca Blunding

Descripción Soporte de tobillo, confeccionado en lona, con férulas de PVC laterales removibles, ajustable con cordón y cinta de cruce en 8 con cierre de contacto

Indicación Esguinces leves y moderados de tobillo.
Inestabilidad de tobillo.
Tendinitis del tendón de aquiles.
Prevención y protección de lesiones de tobillo durante la práctica deportiva.
*Blunding recomienda utilizar este producto bajo prescripción médica.

Talla S-M-L-XL

| Como Elegir | Medidas | Small | Médium | Large |
|-------------|---------------------|-------------|-------------|---------------|
| | Contorno de Tobillo | 18 - 23 cm. | 21 - 26 cm. | 22-5 - 28 cm. |

| Medidas | Extra Large |
|---------------------|-------------|
| Contorno de Tobillo | 24 - 29 cm. |

Composición Lona: 70% Algodón / 30% Poliéster
Barras Dorsales: 100% PVC
Bandas Elásticas: 73% Poliéster / 21% Nylon / 6% Spandex
Cierre de Contacto: 100% Nylon

Color Plata

| Código de barra | TALLA | CÓDIGO |
|-----------------|-------------|---------------|
| | Small | 7801001002511 |
| | Medium | 7801001002528 |
| | Large | 7801001002535 |
| | Extra Large | 7801001002542 |

Envasado Caja estuche: 22cm alto x 15.5cm ancho x 6.5cm fondo

Unidad de Empaque 10 Unidades

Mantenimiento de Producto Lavar a mano hasta 30° C de temperatura
Lavar con los cierres de contacto adheridos para evitar la acumulación de pelusas
No planchar

Vigencia Blunding se compromete a sustituir la totalidad del producto por defectos de fabricación, durante un año posterior a la fecha de venta.

Garantía El producto esta diseñado para ser usado por una persona.
Blunding ha efectuado los esfuerzos utilizando la tecnología actual para obtener la máxima funcionalidad, resistencia, durabilidad y comodidad. Sin embargo, no existe certeza absoluta de que se evitarán lesiones durante el uso de este producto.
Blunding se reserva el derecho de modificar este producto con el fin de mantener su mejora continua.
Al recibir este producto usted declara conocer los fines para los cuales fue diseñado.

Certificación y Registros Certificación de Norma ISO-9001/2008 Sección 8.2.3 N° CL13/20100668
Registro del Instituto Nacional de Salud Pública N° EDM 198/14