



Nombre del Producto	TOBILLERA ESTABILIZADORA SPORT
Código	MI-128N
Origen	Chile
Marca	Blunding
Descripción	Soporte de tobillo, confeccionado en Neopreno Respirable, con estabilizadores laterales flexibles de aluminio y ajustable con cierre de contacto.
Indicación	En lesiones ligamentosas En el tratamiento de esguinces crónicos de tobillo. Ofrece estabilidad al realizar ejercicios o actividad de alto rendimiento. *Blunding recomienda utilizar este producto bajo prescripción médica.
Talla	S-M-L-XL

Como Elegir	Medidas	Small	Medium	Large	Extra Large
	Contorno de Tobillo	19 - 21 cm.	21 - 23 cm.	23 - 25 cm.	25 - 27 cm.

Composición	Neopreno Respirable Cara Interna:	82% SP Poliéster / 18% 75D Poliéster
	Neopreno Respirable Cara Externa:	100% Nylon
	Barras Laterales:	100% Aluminio
	Cierre de Contacto:	100% Nylon

Color Plata

Código de barra	TALLA	CÓDIGO
	Small	7801001001743
	Medium	7801001001750
	Large	7801001001767
	Extra Large	7801001001774

Envasado Caja estuche: 19cm alto x 13cm ancho x 4cm fondo

Unidad de Empaque 16 Unidades

Mantenimiento de Producto Lavar a mano o maquina hasta 30° C de Temperatura
Lavar con el cierre de contacto adherido para evitar la acumulación de pelusas

Vigencia Guardar en un lugar seco
Blunding se compromete a sustituir la totalidad del producto por defectos de fabricación, durante un año posterior a la fecha de venta.

Garantía El producto esta diseñado para ser usado por una persona.
Blunding ha efectuado los esfuerzos utilizando la tecnología actual para obtener la máxima funcionalidad, resistencia, durabilidad y comodidad. Sin embargo, no existe certeza absoluta de que se evitarán lesiones durante el uso de este producto.
Blunding se reserva el derecho de modificar este producto con el fin de mantener su mejora continua.
Al recibir este producto usted declara conocer los fines para los cuales fue diseñado.

Certificación y Registros Certificación de Norma ISO-9001/2008 Sección 8.2.3 N° CL13/20100668
Registro del Instituto Nacional de Salud Pública N° EDM 198/14