



Nombre del Producto	BOTA INMOVILIZADORA BLUNDING ONE																
Código	MI-130																
Origen	Chile																
Marca	Blunding																
Descripción	Inmovilizador de tobillo, confeccionado en laminado de velour y en su interior de algodón. Posee tres cortes de tela acolchada para mejor apoyo al caminar, fácil de usar, ajustable con cierre de contacto.																
Indicación	Post-operatorio de lesiones de tobillo. Tratamiento de lesiones tendinosas. Fracturas o luxaciones de la articulación tibiotarsiana. Manejo conservador de las lesiones de Metatarso y el tarso. Tratamiento en fracturas de calcáneo y maleolos. Terapia funcional de la rotura del tendón de aquiles. *Blunding recomienda utilizar este producto bajo prescripción médica.																
Talla	S-XS-M-L-XL																
Como Elegir	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Medidas</th> <th>Extra Small</th> <th>Small</th> <th>Medium</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nº de Calzado</td> <td>36 o menos</td> <td>37 - 38</td> <td>39 - 40</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Medidas</th> <th>Large</th> <th>Extra Large</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nº de Calzado</td> <td>41 - 42</td> <td>42 o más</td> </tr> </tbody> </table>			Medidas	Extra Small	Small	Medium	Nº de Calzado	36 o menos	37 - 38	39 - 40	Medidas	Large	Extra Large	Nº de Calzado	41 - 42	42 o más
Medidas	Extra Small	Small	Medium														
Nº de Calzado	36 o menos	37 - 38	39 - 40														
Medidas	Large	Extra Large															
Nº de Calzado	41 - 42	42 o más															
Composición	Cara Interna: 100% Algodón Cara Externa: 100% Poliéster Cierre de Contacto: 100% Nylon																
Color	Plata																
Código de barra	<table border="1"> <thead> <tr> <th>TALLA</th> <th>CÓDIGO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Extra Small</td> <td>7801001007356</td> </tr> <tr> <td>Small</td> <td>7801001001354</td> </tr> <tr> <td>Medium</td> <td>7801001001361</td> </tr> <tr> <td>Large</td> <td>7801001001378</td> </tr> <tr> <td>Extra Large</td> <td>7801001007363</td> </tr> </tbody> </table>			TALLA	CÓDIGO	Extra Small	7801001007356	Small	7801001001354	Medium	7801001001361	Large	7801001001378	Extra Large	7801001007363		
TALLA	CÓDIGO																
Extra Small	7801001007356																
Small	7801001001354																
Medium	7801001001361																
Large	7801001001378																
Extra Large	7801001007363																
Envasado	Bolsa tela no tejida: 59.5cm alto x 28.5cm ancho x 15cm fondo																
Unidad de Empaque	4 unidades																
Mantenimiento de Producto	Lavar la estructura con un paño húmedo y detergente suave Lavar a mano hasta 30° C de Temperatura Lavar con el cierre de contacto adherido para evitar la acumulación de pelusas																
Vigencia	Guardar en un lugar seco Blunding se compromete a sustituir la totalidad del producto por defectos de fabricación, durante un año posterior a la fecha de venta.																
Garantía	El producto esta diseñado para ser usado por una persona. Blunding ha efectuado los esfuerzos utilizando la tecnología actual para obtener la máxima funcionalidad, resistencia, durabilidad y comodidad. Sin embargo, no existe certeza absoluta de que se evitarán lesiones durante el uso de este producto. Blunding se reserva el derecho de modificar este producto con el fin de mantener su mejora continua. Al recibir este producto usted declara conocer los fines para los cuales fue diseñado.																
Certificación y Registros	Certificación de Norma ISO-9001/2008 Sección 8.2.3 N° CL13/20100 Registro FDA N° 9104922 Registro del Instituto Nacional de Salud Pública N° EDM 198/14																