



Nombre del Producto	BOTA ROM										
Código	MI-130NR										
Origen	Chile										
Marca	Blunding										
Descripción	<p>Bota estabilizadora con rango de movimiento el cual se puede fijar entre 0° a 45° de flexión plantar. La regulación del rango de movimiento se puede modificar en incrementos de 7.5° para flexión plantar y dorsal.</p> <p>Cuerpo confeccionado en laminado de velour y su interior algodón más tres piezas que recubren el tobillo, estructura con sistema ROM Ajustable a través de bandas con cierre de contacto.</p>										
Indicación	<p>Post-operatorio de ligamentos del tobillo. Lesiones tendinosas Fracturas o luxaciones de la articulación tibiotarsiana. Manejo conservador de las lesiones de Metatarso y el Tarso. Después de hacerse una fijación en la luxación del tendón peroneo. Como tratamiento en las fracturas del tarso, calcáneo y maléolos. Terapia funcional de la rotura del tendón de Aquiles. Inestabilidades de ligamentosas crónicas *Blunding recomienda utilizar este producto bajo prescripción médica.</p>										
Talla	S-M-L-XL										
Como Elegir	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Medidas</th> <th>Small</th> <th>Medium</th> <th>Large</th> <th>Extra Large</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nº de Calzado</td> <td>37 - 38</td> <td>39 - 40</td> <td>41 - 42</td> <td>42 o más</td> </tr> </tbody> </table>	Medidas	Small	Medium	Large	Extra Large	Nº de Calzado	37 - 38	39 - 40	41 - 42	42 o más
Medidas	Small	Medium	Large	Extra Large							
Nº de Calzado	37 - 38	39 - 40	41 - 42	42 o más							
Composición	<p>Cara Interna: 100% Algodón Cara Externa: 100% Poliéster Cierre de Contacto: 100% Nylon</p>										
Color	Negro										
Código de barra	<table border="1"> <thead> <tr> <th>TALLA</th> <th>CÓDIGO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Small</td> <td>7801001009343</td> </tr> <tr> <td>Medium</td> <td>7801001009350</td> </tr> <tr> <td>Large</td> <td>7801001009367</td> </tr> <tr> <td>Extra Large</td> <td>7801001009374</td> </tr> </tbody> </table>	TALLA	CÓDIGO	Small	7801001009343	Medium	7801001009350	Large	7801001009367	Extra Large	7801001009374
TALLA	CÓDIGO										
Small	7801001009343										
Medium	7801001009350										
Large	7801001009367										
Extra Large	7801001009374										
Envasado	Bolsa tela no tejida: 48cm alto x 37cm ancho x 16cm fondo										
Mantenición de Producto	<p>Lavar a mano hasta 30° C de Temperatura Lavar con el cierre de contacto adherido para evitar la acumulación de pelusas</p>										
Vigencia	<p>Guardar en un lugar seco Blunding se compromete a sustituir la totalidad del producto por defectos de fabricación, durante un año posterior a la fecha de venta.</p>										
Garantía	<p>El producto esta diseñado para ser usado por una persona. Blunding ha efectuado los esfuerzos utilizando la tecnología actual para obtener la máxima funcionalidad, resistencia, durabilidad y comodidad. Sin embargo, no existe certeza absoluta de que se evitarán lesiones durante el uso de este producto. Blunding se reserva el derecho de modificar este producto con el fin de mantener su mejora continua. Al recibir este producto usted declara conocer los fines para los cuales fue diseñado.</p>										
Certificación y Registros	<p>Certificación de Norma ISO-9001/2008 Sección 8.2.3 N° CL13/20100668 Registro del Instituto Nacional de Salud Pública N° EDM 198/14</p>										