


Nombre del Producto BOTA BLUNDING ONE CORTA

Código MI-140

Origen Chile

Marca Blunding

Descripción Inmovilizador de tobillo, confeccionado en laminado de velour y en su interior de algodón. Posee tres cortes de tela acolchada, armazón de PVC más barras laterales de aluminio. Ajustable con cierre de contacto.

Indicación Post-operatorio de lesiones de tobillo.
 Tratamiento de lesiones tendinosas.
 Fracturas o luxaciones de la articulación tibiotarsiana.
 Manejo conservador de las lesiones de Metatarso y el tarso.
 Tratamiento en fracturas de calcáneo y maleolos.
 Terapia funcional de la rotura del tendón de aquiles.
 *Blunding recomienda utilizar este producto bajo prescripción médica.

Talla S-M-L

Como Elegir	Medidas	Small	Medium	Large
	Nº de Calzado	37 - 38	39 - 40	41 - 42

Composición Cara Interna: 100% Algodón
 Cara Externa: 100% Poliéster
 Cierre de Contacto: 100% Nylon

Color Plata

Código de barra	TALLA	CODIGO
	Small	7801001002146
	Medium	7801001002153
	Large	7801001002160

Envasado Bolsa tela no tejida: 47cm alto x 18cm ancho x 31cm fondo

Unidad de Empaque 5 unidades

Mantenimiento de Producto Lavar la estructura con un paño húmedo y detergente suave
 Lavar a mano hasta 30° C de Temperatura
 Lavar con el cierre de contacto adherido para evitar la acumulación de pelusas

Vigencia Guardar en un lugar seco
 Blunding se compromete a sustituir la totalidad del producto por defectos de fabricación, durante un año posterior a la fecha de venta.

Garantía El producto esta diseñado para ser usado por una persona.
 Blunding ha efectuado los esfuerzos utilizando la teconología actual para obtener la máxima funcionalidad, resistencia, durabilidad y comodidad. Sin embargo, no existe certeza absoluta de que se evitarán lesiones durante el uso de este producto.
 Blunding se reserva el derecho de modificar este producto con el fin de mantener su mejora continua.
 Al recibir este producto usted declara conocer los fines para los cuales fue diseñado.

Certificación y Registros Certificación de Norma ISO-9001/2008 Sección 8.2.3 N° CL13/20100668
 Registro FDA N° 9104922
 Registro del Instituto Nacional de Salud Pública N° EDM 198/14