



Nombre del Producto ZAPATO POST OPERATORIO

Código MI-16

Origen Chile

Marca Blunding

Descripción Zapato ambidiestro, confeccionado en la parte superior con malla 100% de algodón. Con suela de goma y ajuste con cierre de contacto.

Indicación En recuperación de heridas o posterior a cirugía en los tejidos blandos del pie
Pacientes con alteración de la sensibilidad
Recuperación de lesiones traumáticas en el pie (golpe, hematoma, etc.)
Geriatría.
*Blunding recomienda utilizar este producto bajo prescripción médica.

Talla S-M-L-XL

| Como Elegir | Medidas | Small | Medium | Large | Extra Large |
|-------------|-----------------|--------|--------|--------|-------------|
| | Largo de zapato | 24 cm. | 25 cm. | 27 cm. | 30 cm. |

Composición Estructura: 100% Nylon
Suela: 100% Goma
Cierre de Contacto: 100% Nylon

Color Negro

| Código de barra | TALLA | CÓDIGO |
|-----------------|-------------|---------------|
| | Small | 7801001002689 |
| | Medium | 7801001002696 |
| | Large | 7801001002702 |
| | Extra Large | 7801001002719 |

Envasado Caja estuche

Mantenimiento de Producto Lavar a mano o maquina hasta 30° C de Temperatura
Lavar con el cierre de contacto adherido para evitar la acumulación de pelusas

Vigencia Guardar en un lugar seco
Blunding se compromete a sustituir la totalidad del producto por defectos de fabricación, durante un año posterior a la fecha de venta.

Garantía El producto esta diseñado para ser usado por una persona.
Blunding ha efectuado los esfuerzos utilizando la tecnología actual para obtener la máxima funcionalidad, resistencia, durabilidad y comodidad. Sin embargo, no existe certeza absoluta de que se evitarán lesiones durante el uso de este producto.
Blunding se reserva el derecho de modificar este producto con el fin de mantener su mejora continua.
Al recibir este producto usted declara conocer los fines para los cuales fue diseñado.

Certificación y Registros Certificación de Norma ISO-9001/2008 Sección 8.2.3 N° CL13/20100668
Registro del Instituto Nacional de Salud Pública N° EDM 198/14