



| Nombre del Producto | ZAPATO DESCARGA DE ANTEPIÉ ABIERTO O CERRADO | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|-------|--------|-------|---------------|--------|---------------|-------|---------------|-------------|---------------|
| Código | MI-17 | | | | | | | | | | |
| Origen | Asia | | | | | | | | | | |
| Marca | Blunding | | | | | | | | | | |
| Descripción | Zapato Post operatorio con correa en tobillo firmemente unida al zapato para reducir el deslizamiento del talón y eliminar la fricción. Con Suela de cuña en ángulo el cual cambia efectivamente el peso corporal a la parte media del pie y el talón. Forro interior suave, con cierre de contacto. | | | | | | | | | | |
| Indicación | Ideal para la curación post-quirúrgico de las condiciones traumáticas antepié *Blunding recomienda utilizar este producto bajo prescripción médica. | | | | | | | | | | |
| Talla | S-M-L-XL | | | | | | | | | | |
| Composición | 40% Poliéster 40% Goma Eva 15% Nylon 5% Goma | | | | | | | | | | |
| Color | Negro | | | | | | | | | | |
| Código de barra | <table border="1"><thead><tr><th>TALLA</th><th>CÓDIGO</th></tr></thead><tbody><tr><td>Small</td><td>7801001009886</td></tr><tr><td>Medium</td><td>7801001009893</td></tr><tr><td>Large</td><td>7801001009909</td></tr><tr><td>Extra Large</td><td>7801001009817</td></tr></tbody></table> | TALLA | CÓDIGO | Small | 7801001009886 | Medium | 7801001009893 | Large | 7801001009909 | Extra Large | 7801001009817 |
| TALLA | CÓDIGO | | | | | | | | | | |
| Small | 7801001009886 | | | | | | | | | | |
| Medium | 7801001009893 | | | | | | | | | | |
| Large | 7801001009909 | | | | | | | | | | |
| Extra Large | 7801001009817 | | | | | | | | | | |
| Envasado | Bolsa: 13cm alto x 29cm ancho x 12cm fondo | | | | | | | | | | |
| Unidad de Empaque | 8 Unidades | | | | | | | | | | |
| Mantenimiento de Producto | Lavar a mano con detergente suave Secar en forma natural sin exponer a sol directo Lavar con el cierre de contacto adherido para evitar la acumulación de pelusas | | | | | | | | | | |
| Vigencia | Guardar en un lugar seco Blunding se compromete a sustituir la totalidad del producto por defectos de fabricación, durante tres meses posterior a la fecha de venta. | | | | | | | | | | |
| Garantía | El producto esta diseñado para ser usado por una persona. Blunding ha efectuado los esfuerzos utilizando la tecnología actual para obtener la máxima funcionalidad, resistencia, durabilidad y comodidad. Sin embargo, no existe certeza absoluta de que se evitarán lesiones durante el uso de este producto. Blunding se reserva el derecho de modificar este producto con el fin de mantener su mejora continua. Al recibir este producto usted declara conocer los fines para los cuales fue diseñado. | | | | | | | | | | |
| Certificación y Registros | Certificación de Norma ISO-9001/2008 Sección 8.2.3 N° CL13/20100668 Registro del Instituto Nacional de Salud Pública N° EDM 198/14 | | | | | | | | | | |