



Nombre del Producto ZAPATO DESCARGA DE ANTEPIÉ ABIERTO

Código MI-18

Origen Asia

Marca Blunding

Descripción Zapato Post operatorio anterior abierto, de diseño cuadrado y punta abierta para después de la lesión y después la operación de pie / tobillo. Deja elevada la parte anterior del pie para aliviar la presión o cualquier ulceración relacionada. Con cierre de contacto para facilitar colocación de zapato.

Indicación Post-operatorio y el alivio de peso después de la lesión.
Ulceración del pie neuropático.
*Blunding recomienda utilizar este producto bajo prescripción médica.

Talla S-M-L-XL

Composición 45% Poliéster
35% Eva
15% Nylon
5% Goma

Color Negro

| Código de barra | TALLA | CÓDIGO |
|-----------------|-------------|---------------|
| | Small | 7801001009916 |
| | Medium | 7801001009831 |
| | Large | 7801001009923 |
| | Extra Large | 7801001009930 |

Envasado Bolsa: 11cm alto x 25cm ancho x 11cm fondo

Unidad de Empaque 8 Unidades

Mantenimiento de Producto Lavar a mano con detergente suave
Secar en forma natural sin exponer a sol directo
Lavar con el cierre de contacto adherido para evitar la acumulación de pelusas

Vigencia Guardar en un lugar seco
Blunding se compromete a sustituir la totalidad del producto por defectos de fabricación, durante tres meses posterior a la fecha de venta.

Garantía El producto está diseñado para ser usado por una persona.
Blunding ha efectuado los esfuerzos utilizando la tecnología actual para obtener la máxima funcionalidad, resistencia, durabilidad y comodidad. Sin embargo, no existe certeza absoluta de que se evitarán lesiones durante el uso de este producto.
Blunding se reserva el derecho de modificar este producto con el fin de mantener su mejora continua.
Al recibir este producto usted declara conocer los fines para los cuales fue diseñado.

Certificación y Registros Certificación de Norma ISO-9001/2008 Sección 8.2.3 N° CL13/20100668
Registro del Instituto Nacional de Salud Pública N° EDM 198/14