



Nombre del Producto ZAPATO DESCARGA COMPLETA DE ANTEPIÉ ABIERTO

Código MI-19

Origen Asia

Marca Blunding

Descripción Zapato Post operatorio con 15° de elevación de plataforma que desplaza con eficacia el peso corporal a la parte media del pie y el talón. Disminuye la presión del antepié. Con tejido de malla transpirable y cierre de contacto para facilitar colocación de zapato.

Indicación Ulceraciones bajo los dedos y cabezas de los metatarsianos
Para sanar más rápido después de los procedimientos quirúrgicos, con o sin terminales.
*Blunding recomienda utilizar este producto bajo prescripción médica.

Talla S-M-L-XL

Composición 50% Poliéster
35% Goma Eva
10% Nylon
5% Goma

Color Negro

Código de barra	TALLA	CÓDIGO
	Small	7801001009824
	Medium	7801001009954
	Large	7801001009947
	Extra Large	7801001009961

Envasado Bolsa: 15cm alto x 19cm ancho x 11cm fondo

Mantenimiento de Producto Lavar a mano con detergente suave
Secar en forma natural sin exponer a sol directo
Lavar con el cierre de contacto adherido para evitar la acumulación de pelusas

Vigencia Guardar en un lugar seco
Blunding se compromete a sustituir la totalidad del producto por defectos de fabricación, durante tres meses posterior a la fecha de venta.

Garantía El producto está diseñado para ser usado por una persona.
Blunding ha efectuado los esfuerzos utilizando la tecnología actual para obtener la máxima funcionalidad, resistencia, durabilidad y comodidad. Sin embargo, no existe certeza absoluta de que se evitarán lesiones durante el uso de este producto.
Blunding se reserva el derecho de modificar este producto con el fin de mantener su mejora continua.
Al recibir este producto usted declara conocer los fines para los cuales fue diseñado.

Certificación y Registros Certificación de Norma ISO-9001/2008 Sección 8.2.3 N° CL13/20100668
Registro del Instituto Nacional de Salud Pública N° EDM 198/14