

**Nombre del Producto** ZAPATO DESCARGA DE RETROPIÉ CERRADO**Código** MI-21**Origen** Asia**Marca** Blunding**Descripción** Zapato cerrado para uso post-operatorio o tratamiento conservador de alteraciones en la zona del retropié, permitiendo la descarga parcial o completa de esta zona.
Zapato cuenta con planta de mayor elevación en el antepié y su colocación es a través de cierre de contacto.**Indicación** Ideal para la curación post-quirúrgica en la zona del retropié
*Blunding recomienda utilizar este producto bajo prescripción médica.**Talla** S-M-L-XL**Composición** 50% EVA
5% Goma
30% Poliéster
10% Espuma
5% Nylon**Color** Negro

Código de barra	TALLA	CÓDIGO
	Small	7801001011261
	Medium	7801001011209
	Large	7801001011278
	Extra Large	7801001011254

Envasado Bolsa: 10cm alto x 31cm ancho x 11cm fondo**Mantenimiento de Producto** Lavar a mano con detergente suave
Secar en forma natural sin exponer a sol directo
Lavar con el cierre de contacto adherido para evitar la acumulación de pelusas**Vigencia** Guardar en un lugar seco
Blunding se compromete a sustituir la totalidad del producto por defectos de fabricación, durante tres meses posterior a la fecha de venta.**Garantía** El producto esta diseñado para ser usado por una persona.
Blunding ha efectuado los esfuerzos utilizando la tecnología actual para obtener la máxima funcionalidad, resistencia, durabilidad y comodidad. Sin embargo, no existe certeza absoluta de que se evitarán lesiones durante el uso de este producto.
Blunding se reserva el derecho de modificar este producto con el fin de mantener su mejora continua.
Al recibir este producto usted declara conocer los fines para los cuales fue diseñado.**Certificación y Registros** Certificación de Norma ISO-9001/2008 Sección 8.2.3 N° CL13/20100668
Registro del Instituto Nacional de Salud Pública N° EDM 198/14