



Nombre del Producto ÓRTESIS DE CADERA ROM

Código MI-333

Origen Chile

Marca Blunding

Descripción Órtesis de Cadera, confeccionada en laminado de velour con algodón en su interior. Con rango de flexo-extensión en aluminio y ajustable con cierre de contacto.

Indicación Estabilización postoperatoria posterior a:
Reemplazo total de cadera.
Cirugía de revisión
Resección de la cabeza femoral.
Osteotomía correctora.
*Blunding recomienda utilizar este producto bajo prescripción médica.

Talla Única Derecha / Izquierda

Composición

Cara Interna:	50% Algodón / 50% Poliéster
Cara Externa:	100% Poliéster
Férula ROM:	100% Aluminio
Cierre de Contacto:	100% Nylon
Cierre de Contacto:	100% Nylon

Color Plata

TALLA	CÓDIGO	TALLA	CÓDIGO
Derecho	7801001002603	Izquierdo	7801001002610

Envasado Bolsa tela no tejida: 54cm alto x 25cm ancho x 5cm fondo

Unidad de Empaque 8 Unidades

Mantenición de Producto Lavar a mano hasta 30° C de temperatura
Lavar con los cierres de contacto adheridos para evitar la acumulación de pelusas
No planchar

Vigencia Blunding se compromete a sustituir la totalidad del producto por defectos de fabricación, durante un año posterior a la fecha de venta.

Garantía El producto esta diseñado para ser usado por una persona.
Blunding ha efectuado los esfuerzos utilizando la tecnología actual para obtener la máxima funcionalidad, resistencia, durabilidad y comodidad. Sin embargo, no existe certeza absoluta de que se evitarán lesiones durante el uso de este producto.
Blunding se reserva el derecho de modificar este producto con el fin de mantener su mejora continua.
Al recibir este producto usted declara conocer los fines para los cuales fue diseñado.

Certificación y Registros Certificación de Norma ISO-9001/2008 Sección 8.2.3 N° CL13/20100668
Registro FDA N° 9104922
Registro del Instituto Nacional de Salud Pública N° EDM 198/14