

**Nombre del Producto** ABDUCTOR DE CADERA PARA CIRUGÍA**Código** MI-334**Origen** Chile**Marca** Blunding**Descripción** Abductor para cirugía de cadera, con corte anatómico y espuma de poliuretano con dos bandas de laminado en velour e interior de algodón ajustable con cierre de contacto.**Indicación** Mantiene la abducción de las extremidades inferiores en el postoperatorio de cirugía de cadera
Tratamiento de la luxación y artroplastía de cadera
*Blunding recomienda utilizar este producto bajo prescripción médica.**Talla** Única**Composición**
Cara Interna: 100% Poliuretano
Cara Externa: 100% Poliéster
Bandas Acolchadas: 50% Algodón / 50% Poliéster
Cierre de Contacto: 100% Nylon**Color** Plata

Código de barra	TALLA	CÓDIGO
	Única	7801001002658

Envasado Bolsa tela no tejida 23cm alto x 21cm ancho x 32cm fondo**Unidad de Empaque** 10 unidades**Mantenimiento de Producto** Lavar a mano hasta 30° C de Temperatura
Lavar con el cierre de contacto adherido para evitar la acumulación de pelusas**Vigencia** Guardar en un lugar seco
Blunding se compromete a sustituir la totalidad del producto por defectos de fabricación, durante un año posterior a la fecha de venta.**Garantía** El producto está diseñado para ser usado por una persona.
Blunding ha efectuado los esfuerzos utilizando la tecnología actual para obtener la máxima funcionalidad, resistencia, durabilidad y comodidad. Sin embargo, no existe certeza absoluta de que se evitarán lesiones durante el uso de este producto.
Blunding se reserva el derecho de modificar este producto con el fin de mantener su mejora continua.
Al recibir este producto usted declara conocer los fines para los cuales fue diseñado.**Certificación y Registros** Certificación de Norma ISO-9001/2008 Sección 8.2.3 N° CL13/20100668
Registro FDA N° 9104922
Registro del Instituto Nacional de Salud Pública N° EDM 198/14