



Nombre del Producto INMOVILIZADOR DE RODILLA

Código MI-43

Origen Chile

Marca Blunding

Descripción Soporte de rodilla, confeccionado en laminado de velour con interior de algodón posee dos férulas de duraluminio anatómico y dos férulas lisas de duraluminio removibles, más bandas elásticas libres de látex, ajustable con cierre de contacto. Inmoviliza en extensión la rodilla.

Indicación Tratamiento pre y post-quirúrgico de rodilla.
Fracturas sin desplazamiento en la región de la rodilla
*Blunding recomienda utilizar este producto bajo prescripción médica.

Talla S-M-L-XL

Como Elegir	Medidas	Extra Small	Small	Medium	Large	Extra Large
	Contorno de muslo	48 cm.	55 cm.	60 cm.	65 cm.	71 cm.
	Contorno de Tobillo	32 cm.	35 cm.	40 cm.	42 cm.	48 cm.
	Longitud del inmovilizador	50	55 cm.	58 cm.	63 cm.	63 cm.

Composición
 Cara Interna: 100% Algodón
 Cara Externa: 100% Poliéster
 Férulas: 100% Aluminio
 Bandas Elásticas: 73% Poliéster / 21% Nylon / 6% Spandex
 Cierre de Contacto: 100% Nylon

Color Plata

TALLA	CÓDIGO
Small	7801001001323
Medium	7801001000364
Large	7801001000371

Envasado Bolsa tela no tejida: 64cm alto x 22cm ancho x 6cm fondo

Unidad de Empaque 10 Unidades

Mantenimiento de Producto Lavar a mano hasta 30° C de temperatura
Lavar con los cierres de contacto adheridos para evitar la acumulación de pelusas
No planchar

Vigencia Blunding se compromete a sustituir la totalidad del producto por defectos de fabricación, durante un año posterior a la fecha de venta.

Garantía El producto esta diseñado para ser usado por una persona.

Blunding ha efectuado los esfuerzos utilizando la tecnología actual para obtener la máxima funcionalidad, resistencia, durabilidad y comodidad. Sin embargo, no existe certeza absoluta de que se evitarán lesiones durante el uso de este producto.

Blunding se reserva el derecho de modificar este producto con el fin de mantener su mejora continua.

Al recibir este producto usted declara conocer los fines para los cuales fue diseñado.

Certificación y Registros Certificación de Norma ISO-9001/2008 Sección 8.2.3 N° CL13/20100668
Registro FDA N° 9104922
Registro del Instituto Nacional de Salud Pública N° EDM 198/14