



<b>Nombre del Producto</b>	<b>INMOVILIZADOR DE RODILLA DR. SLIM UNIVERSAL</b>						
<b>Código</b>	MI-43U						
<b>Origen</b>	Chile						
<b>Marca</b>	Dr. Slim						
<b>Descripción</b>	Órtesis de rodilla, confeccionada en velour con espuma, con dos férulas de duro aluminio anatómico y dos férulas lisas de duro aluminio removible. Más elástico libre de látex, ajustable con cierre de contacto.						
<b>Indicación</b>	Tratamiento pre y post- quirúrgico de rodilla. Fracturas sin desplazamiento en la región de la rodilla *Blunding recomienda utilizar este producto bajo prescripción médica.						
<b>Talla</b>	Única						
<b>Como Elegir</b>	<table border="1"><thead><tr><th>Medidas</th><th>Única</th></tr></thead><tbody><tr><td>Contorno de muslo</td><td>45 – 65 cm.</td></tr><tr><td>Longitud del Inmovilizador</td><td>62 cm.</td></tr></tbody></table>	Medidas	Única	Contorno de muslo	45 – 65 cm.	Longitud del Inmovilizador	62 cm.
Medidas	Única						
Contorno de muslo	45 – 65 cm.						
Longitud del Inmovilizador	62 cm.						
<b>Composición</b>	Cara Interna: 100% Espuma Cara Externa: 100% Poliéster Férulas: 100% Aluminio Bandas Elásticas: 73% Poliéster / 21% Nylon / 6% Spandex Cierre de Contacto: 100% Nylon						
<b>Color</b>	Plata						
<b>Código de barra</b>	<table border="1"><thead><tr><th>TALLA</th><th>CÓDIGO</th></tr></thead><tbody><tr><td>Única</td><td>7801001002764</td></tr></tbody></table>	TALLA	CÓDIGO	Única	7801001002764		
TALLA	CÓDIGO						
Única	7801001002764						
<b>Envasado</b>	Caja estuche: 25.5cm alto x 11cm ancho x 3.5cm fondo						
<b>Unidad de Empaque</b>	10 Unidades						
<b>Mantenimiento de Producto</b>	Lavar a mano hasta 30° C de temperatura Lavar con los cierres de contacto adheridos para evitar la acumulación de pelusas No planchar						
<b>Vigencia</b>	Blunding se compromete a sustituir la totalidad del producto por defectos de fabricación, durante un año posterior a la fecha de venta.						
<b>Garantía</b>	El producto esta diseñado para ser usado por una persona. Blunding ha efectuado los esfuerzos utilizando la tecnología actual para obtener la máxima funcionalidad, resistencia, durabilidad y comodidad. Sin embargo, no existe certeza absoluta de que se evitarán lesiones durante el uso de este producto. Blunding se reserva el derecho de modificar este producto con el fin de mantener su mejora continua. Al recibir este producto usted declara conocer los fines para los cuales fue diseñado.						
<b>Certificación y Registros</b>	Certificación de Norma ISO-9001/2008 Sección 8.2.3 N° CL13/20100668 Registro FDA N° 9104922 Registro del Instituto Nacional de Salud Pública N° EDM 198/14						