



**Nombre del Producto** RODILLERA ESTABILIZADORA

**Código** MI-44

**Origen** Chile

**Marca** Blunding

**Descripción** Órtesis de rodilla con orificio rotuliano, fabricada en laminado spandex con algodón en su interior, más estabilizadores laterales flexibles en aluminio y ajuste superior e inferior con cierre de contacto.

**Indicación** Prevención y protección de rodilla durante actividades deportivas  
Tratamiento conservador de esguinces leves y moderados de rodilla  
Tratamiento de contusión, artrosis y artritis de rodilla  
Tratamientos post-quirúrgicos  
Rehabilitación de lesiones de rodilla.  
Para tratamiento en frío y calor.

\*Blunding recomienda utilizar este producto bajo prescripción médica.

**Talla** S-M-L-XL

**Como Elegir**

Medidas	Small	Medium	Large	Extra large
Contorno de rodilla	30-35 cm.	35 - 39 cm.	39 - 43 cm.	43 - 50 cm.

**Composición** Cara Externa: 100% Spandex  
Cara Interna: 100% Algodón  
Resortes Laterales: 100% Aluminio  
Cierre de Contacto: 100% Nylon

**Color** Plata

**Código de barra**

TALLA	CÓDIGO
Small	7801001000838
Medium	7801001000845
Large	7801001000852
Extra Large	7801001000869

**Envasado** Caja estuche: 26cm alto x 13.5cm ancho x 5.5cm fondo

**Unidad de Empaque** 20 unidades

**Mantenimiento de Producto** Lavar a mano o maquina hasta 30° C de Temperatura  
Lavar con el cierre de contacto adherido para evitar la acumulación de pelusas

**Vigencia** Guardar en un lugar seco  
Blunding se compromete a sustituir la totalidad del producto por defectos de fabricación, durante un año posterior a la fecha de venta.

**Garantía** El producto esta diseñado para ser usado por una persona.  
Blunding ha efectuado los esfuerzos utilizando la tecnología actual para obtener la máxima funcionalidad, resistencia, durabilidad y comodidad. Sin embargo, no existe certeza absoluta de que se evitarán lesiones durante el uso de este producto.  
Blunding se reserva el derecho de modificar este producto con el fin de mantener su mejora continua.  
Al recibir este producto usted declara conocer los fines para los cuales fue diseñado.

**Certificación y Registros** Certificación de Norma ISO-9001/2008 Sección 8.2.3 N° CL13/20100668  
Registro del Instituto Nacional de Salud Pública N° EDM 198/14