



Nombre del Producto SOPORTE PARA TENDÓN ROTULIANO SPORT CON GEL UNIVERSAL

Código MI-45NG

Origen Chile

Marca Blunding

Descripción Soporte de tendón Rotuliano, confeccionado en Neopreno Respirable con bolsa de gel de inserción y ajustable con cierre de contacto.

Indicación Dolor asociado con mal alineamiento patelo-femoral.
Tendinitis rotuliana.
*Blunding recomienda utilizar este producto bajo prescripción médica.

Talla Única

Como Elegir

Medidas	Única
Contorno de Rodilla	desde 31 cm. Hasta 42 cm.

Composición

Neopreno Respirable 82% SP Poliéster / 18% 75D Poliéster
Cara Interna:
Neopreno Respirable 100% Nylon
Cara Externa:
Bolsa de Gel: 96% Excipientes / 3% Polisacáridos / 1% Colorante
Cierre de Contacto: 100% Nylon

Color Plata

Código de barra

TALLA	CÓDIGO
Única	7801001001699

Envasado Caja estuche: 18cm alto x 8.5cm ancho x 3cm fondo

Unidad de Empaque 30 Unidades

Mantenimiento de Producto Lavar a mano hasta 30° C de temperatura
Lavar con los cierres de contacto adheridos para evitar la acumulación de pelusas
No planchar

Vigencia Blunding se compromete a sustituir la totalidad del producto por defectos de fabricación, durante un año posterior a la fecha de venta.

Garantía El producto está diseñado para ser usado por una persona.
Blunding ha efectuado los esfuerzos utilizando la tecnología actual para obtener la máxima funcionalidad, resistencia, durabilidad y comodidad. Sin embargo, no existe certeza absoluta de que se evitarán lesiones durante el uso de este producto.

Blunding se reserva el derecho de modificar este producto con el fin de mantener su mejora continua.

Al recibir este producto usted declara conocer los fines para los cuales fue diseñado.

Certificación y Registros Certificación de Norma ISO-9001/2008 Sección 8.2.3 N° CL13/20100668
Registro del Instituto Nacional de Salud Pública N° EDM 198/14