



Nombre del Producto RODILLERA ROM
Código MI-46
Origen Chile
Marca Blunding

Descripción Soporte de rodilla con orificio rotuliano, fabricado en laminado de spandex y su interior de algodón. Con Regulación de Flexo Extensión en ROM de aluminio y ajuste superior e inferior con cierre de contacto.

Indicación Estabilización de la articulación en inestabilidades con regulación de rango
Tratamiento de esguinces moderado de rodilla.
Lesiones de meniscos.
Prevención de lesiones en etapa de protección máxima.
*Blunding recomienda utilizar este producto bajo prescripción médica.

Talla S-M-L-XL

Como Elegir

Medidas	Small	Medium	Large
Contorno de Rodilla	30 – 35 cm.	35 – 39 cm.	39 – 43 cm.

Extra Large 43 – 50 cm.

Composición
Cara Interna: 50% Algodón / 50% Poliéster
Cara Externa: 85% Lycra / 15% Elastano
Mecanismo ROM: 100% Aluminio
Cierre de Contacto: 100% Nylon

Color Plata

Código de barra

TALLA	CÓDIGO
Small	7801001002061
Medium	7801001002078
Large	7801001002085
Extra Large	7801001002092

Envasado Caja estuche: 26cm alto x 13.5cm ancho x 5.5cm fondo

Unidad de Empaque 8 Unidades

Mantenimiento de Producto Lavar a mano hasta 30° C de temperatura
Lavar con los cierres de contacto adheridos para evitar la acumulación de pelusas. No planchar

Vigencia Blunding se compromete a sustituir la totalidad del producto por defectos fabricación, durante un año posterior a la fecha de venta.

Garantía El producto esta diseñado para ser usado por una persona.
Blunding ha efectuado los esfuerzos utilizando la tecnología actual para obtener la máxima funcionalidad, resistencia, durabilidad y comodidad. Sin embargo, no existe certeza absoluta de que se evitarán lesiones durante el uso de este producto.

Blunding se reserva el derecho de modificar este producto con el fin de mantener su mejora continua.

Al recibir este producto usted declara conocer los fines para los cuales fue diseñado.

Certificación y Registros Certificación de Norma ISO-9001/2008 Sección 8.2.3 N° CL13/20100668
Registro del Instituto Nacional de Salud Pública N° EDM 198/14