



Nombre del Producto RODILLERA POLICENTRICA

Código MI-47

Origen Chile

Marca Blunding

Descripción Órtesis de Rodilla con orificio rotuliano, fabricada en laminado de spandex con dos escuadras policéntricas laterales de aluminio y ajuste superior e inferior con cierre de contacto.

Indicación Prevención y protección de la rodilla durante actividades deportivas
 Tratamiento conservador de esguinces leves y moderados de ligamentos colaterales.
 Tratamientos post-quirúrgicos
 Rehabilitación de lesiones de rodilla.
 *Blunding recomienda utilizar este producto bajo prescripción médica.

Talla S-M-L-XL

Como Elegir

Medidas	Small	Medium	Large
Contorno de Rodilla	30 – 35 cm.	35 – 39 cm.	39 – 43 cm.
Extra Large			
	43 – 50 cm.		

Composición Cara Interna: 50% Algodón / 50% Poliéster
 Cara Externa: 85% Nylon / 15% Elastano
 Férulas laterales: 100% Aluminio
 Cierre de Contacto: 100% Nylon

Color Plata

Código de barra

TALLA	CÓDIGO
Small	7801001002108
Medium	7801001002115
Large	7801001002122
Extra Large	7801001002139

Envasado Caja estuche: 26cm alto x 13.5cm ancho x 5.5cm fondo

Unidad de Empaque 20 Unidades

Mantenimiento de Producto Lavar a mano hasta 30° C de temperatura
 Lavar con los cierres de contacto adheridos para evitar la acumulación de pelusas. No planchar

Vigencia Blunding se compromete a sustituir la totalidad del producto por defectos de fabricación, durante un año posterior a la fecha de venta.

Garantía El producto esta diseñado para ser usado por una persona.
 Blunding ha efectuado los esfuerzos utilizando la tecnología actual para obtener la máxima funcionalidad, resistencia, durabilidad y comodidad. Sin embargo, no existe certeza absoluta de que se evitarán lesiones durante el uso de este producto.
 Blunding se reserva el derecho de modificar este producto con el fin de mantener su mejora continua.
 Al recibir este producto usted declara conocer los fines para los cuales fue diseñado.

Certificación y Registros Certificación de Norma ISO-9001/2008 Sección 8.2.3 N° CL13/20100668
 Registro del Instituto Nacional de Salud Pública N° EDM 198/14