

**FICHA TÉCNICA**  
Rev. Abril 2015



<b>Nombre del Producto</b>	<b>MUSLERA SPORT</b>														
<b>Código</b>	MI-50N														
<b>Origen</b>	Chile														
<b>Marca</b>	Blunding														
<b>Descripción</b>	Soporte tubular de muslo, confeccionado en neopreno respirable.														
<b>Indicación</b>	<p>Para mejorar la cicatrización del tejido muscular. Prevenir desgarros musculares principalmente en cuádriceps y abductores. Evitar lesiones por práctica deportiva. *Blunding recomienda utilizar este producto bajo prescripción médica.</p>														
<b>Talla</b>	S-M-L-XL														
<b>Como Elegir</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Medidas</th> <th>Small</th> <th>Medium</th> <th>Large</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Contorno de muslo</td> <td>50 – 60 cm.</td> <td>55 – 70 cm.</td> <td>65 – 75 cm.</td> </tr> <tr> <td><b>Extra Large</b></td> <td colspan="3"><b>75 – 90 cm.</b></td> </tr> </tbody> </table>			Medidas	Small	Medium	Large	Contorno de muslo	50 – 60 cm.	55 – 70 cm.	65 – 75 cm.	<b>Extra Large</b>	<b>75 – 90 cm.</b>		
Medidas	Small	Medium	Large												
Contorno de muslo	50 – 60 cm.	55 – 70 cm.	65 – 75 cm.												
<b>Extra Large</b>	<b>75 – 90 cm.</b>														
<b>Composición</b>	Neopreno Re 100% Nylon Tejido Cauch 82% SP Poliéster / 18% 75D Poliéster														
<b>Color</b>	Plata														
<b>Código de barra</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>TALLA</th> <th>CÓDIGO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Small</td> <td>7801001003808</td> </tr> <tr> <td>Medium</td> <td>7801001003815</td> </tr> <tr> <td>Large</td> <td>7801001003822</td> </tr> <tr> <td>Extra Large</td> <td>7801001003839</td> </tr> </tbody> </table>			TALLA	CÓDIGO	Small	7801001003808	Medium	7801001003815	Large	7801001003822	Extra Large	7801001003839		
TALLA	CÓDIGO														
Small	7801001003808														
Medium	7801001003815														
Large	7801001003822														
Extra Large	7801001003839														
<b>Envasado</b>	Caja estuche: 19cm alto x 13cm ancho x 4cm fondo														
<b>Unidad de Empaque</b>	16 Unidades														
<b>Mantenimiento de Producto</b>	Lavar a mano hasta 30° C de temperatura No planchar														
<b>Vigencia</b>	Blunding se compromete a sustituir la totalidad del producto														
<b>Garantía</b>	<p>El producto esta diseñado para ser usado por una persona. Blunding ha efectuado los esfuerzos utilizando la tecnología actual para obtener la máxima funcionalidad, resistencia, durabilidad y comodidad. Sin embargo, no existe certeza absoluta de que se evitarán lesiones durante el uso de este producto.</p> <p>Blunding se reserva el derecho de modificar este producto con el fin de mantener su mejora continua.</p> <p>Al recibir este producto usted declara conocer los fines para los cuales fue diseñado.</p>														
<b>Certificación y Registros</b>	Certificación de Norma ISO-9001/2008 Sección 8.2.3 N° CL13/20100668 Registro del Instituto Nacional de Salud Pública N° EDM 198/14														