



Nombre del Producto **ÓRTESIS DE RODILLA ROM**

Código MI-52

Origen Chile

Marca Blunding

Descripción Soporte de rodilla, fabricado en laminado de velour y en su interior de más, férulas laterales en ROM y ajuste superior e inferior con cierre de Mecanismo policéntrico (dual axis) y topes de flexión y extensión desde 10° a 90°

Indicación Tratamiento conservador de esguinces leves o moderados de rodilla Post-operatorio que requiera de inmovilización y aumento gradual del movimiento.
Rehabilitación de lesiones de rodilla.
*Blunding recomienda utilizar este producto bajo prescripción médica.

Talla Única

Dimension 62 cm de longitud

Composición Cara Interna: 100% Algodón
Cara Externa: 100% Poliéster
Mecanismo Rom: 100% Aluminio
Cierre de Contacto: 100% Nylon

Color Plata

Código de barra	TALLA	CÓDIGO
	Única	7801001001293

Envasado Caja estuche: 26cm alto x 13.5cm ancho x 5.5cm fondo

Unidad de Empaque 10 Unidades

Mantenimiento de Producto Lavar a mano hasta 30° C de temperatura
Lavar con los cierres de contacto adheridos para evitar la acumulación de pelusas. No planchar

Vigencia Blunding se compromete a sustituir la totalidad del producto por defectos de fabricación, durante un año posterior a la fecha de venta.

Garantía El producto esta diseñado para ser usado por una persona.
Blunding ha efectuado los esfuerzos utilizando la tecnología actual para obtener la máxima funcionalidad, resistencia, durabilidad y comodidad. Sin embargo, no existe certeza absoluta de que se evitarán lesiones durante el uso de este producto.
Blunding se reserva el derecho de modificar este producto con el fin de mantener su mejora continua.
Al recibir este producto usted declara conocer los fines para los cuales fue diseñado.

Certificación y Registros Certificación de Norma ISO-9001/2008 Sección 8.2.3 N° CL13/20100668
Registro FDA N° 9104922
Registro del Instituto Nacional de Salud Pública N° EDM 198/14