



Nombre del Producto **RODILLERA CON ORIFICIO ROTULIANO**

Código MI-54

Origen Chile

Marca Blunding

Descripción Órtesis de rodilla con orificio rotuliano, confeccionada en laminado spandex con su interior de algodón y ajuste superior e inferior con cierre de contacto.

Indicación Prevención y protección de rodilla durante actividades deportivas
 Tratamientos post-quirúrgicos y post-yeso
 Tratamiento de contusión, artrosis y artritis de rodilla
 Rehabilitación de lesiones de rodilla.
 *Blunding recomienda utilizar este producto bajo prescripción médica.

Talla Única

Como Elegir

Medidas	Small	Medium	Large
Contorno de Rodilla	30 – 35 cm.	35 – 39 cm.	39 – 43 cm.

Extra Large 43 – 50 cm.

Composición Cara Interna: 50% Algodón / 50% poliéster
 Cara Externa: 85% Nylon / 15% Elastano
 Cierre de Contacto: 100% Nylon

Color Plata

Código de barra

TALLA	CÓDIGO
Small	7801001000753
Medium	7801001000760
Large	7801001000777
Extra Large	7801001000784

Envasado Caja estuche: 26cm alto x 13.5cm ancho x 5.5cm fondo

Unidad de Empaque 20 Unidades

Mantenimiento de Producto Lavar a mano hasta 30° C de temperatura
 Lavar con los cierres de contacto adheridos para evitar la acumulación de pelusas. No planchar

Vigencia Blunding se compromete a sustituir la totalidad del producto por defectos de fabricación, durante un año posterior a la fecha de venta.

Garantía El producto está diseñado para ser usado por una persona.
 Blunding ha efectuado los esfuerzos utilizando la tecnología actual para obtener la máxima funcionalidad, resistencia, durabilidad y comodidad. Sin embargo, no existe certeza absoluta de que se evitarán lesiones durante el uso de este producto.
 Blunding se reserva el derecho de modificar este producto con el fin de mantener su mejora continua.
 Al recibir este producto usted declara conocer los fines para los cuales fue diseñado.

Certificación y Registros Certificación de Norma ISO-9001/2008 Sección 8.2.3 N° CL13/20100668
 Registro del Instituto Nacional de Salud Pública N° EDM 198/14